



TERMÓMETRO INFRARROJO DE FRENTE

¡Lea atentamente antes de usar!

El termómetro infrarrojo debe ser operado por los consumidores en el hogar y en el entorno de atención primaria como herramienta de detección.



Modelos aplicables: T80, T81, T82, T83, T84, T85

Gracias por comprar un termómetro infrarrojo para la frente. Para la seguridad y el uso adecuado de este producto, lea y comprenda completamente las precauciones de seguridad de este manual. Lea con mucho cuidado con las instrucciones.

1. Precauciones

⚠ Advertencia

- Es peligroso para los pacientes que diagnosticarse a sí mismos y se traten solo midiendo los resultados de su temperatura, asegúrese de consultar siempre a su médico.
 - Autodiagnosticarse puede conducir a un empeoramiento de la condición.
- No toque, sople con la boca el sensor de infrarrojos o deje que el sensor vuelva a apretar la imagen.
- Si hay una diferencia de temperatura entre el lugar de almacenamiento y el lugar de medición, espere unos 30 minutos a temperatura ambiente (placa de medición) antes de realizar la medición. Puede provocar mediciones incorrectas.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

Póngase en contacto con su médico inmediatamente si

Si accidentalmente se come la batería o si la batería se descubre

5. No se coloque frente a fuentes de aire acondicionado o calefactores durante la medición para evitar afectar la precisión de la medición.

6. Par favor limpie con alcohol anhidro al 95% con bolas de algodón o secar suavemente si el sensor de infrarrojos esta sucio.

limpiar con papel o pañuelo rayati el extremo del sensor de infrarrojos y conducirá a resultados de medición incorrectos.

7. El producto debe evitar la fuerte caída o colisión y otros daños mecánicos.

Puede causar resultados inexactos.

8. El termómetro infrarrojo para la frente está diseñado para medir la temperatura de la frente sin contacto en el hogar o en el hospital. El termómetro se puede utilizar para bebés, niños y adultos.

Declaración técnica

El FABRICANTE proporcionará diagramas de circuitos, listas de componentes, descripciones e instrucciones de calibración para ayudar al PERSONAL DE SERVICIO en la reparación de piezas.

ATENCIÓN

- La distancia debe ser inferior a 5 cm entre el termómetro y la frente.
 - Para evitar afectar la precisión de la medición.
- No beba, coma, haga ejercicio antes o durante la medición, evite sudar durante la medición.
 - Puede afectar la precisión de la medición.
- No desperdicie la batería en ninguna zona de peligro ni la tire libremente.
 - La batería puede estar rota.
 - Podría contaminar el medio ambiente.
- El producto tiene una función de detección automática.
- Los cosméticos y el color de la piel afectarán la precisión de la temperatura de la pantalla por la diferente emisividad infrarroja.
 - Las personas de piel negra deben ajustar la compensación de temperatura antes de realizar la medición.
- No sumergir en agua ni exponerse al sol
- El producto debe operarse en el modo de frente (consulte los pasos de operación N.0.2)

Sugerencias

- Indique al médico que la temperatura medida se mide con el termómetro de frente por infrarrojos.
- Por favor, no choque, calga, salga en estampida ni sacuda el producto a la fuerza.
- Por favor, no desmonte, repare ni modifique el producto.
- El producto no es resistente al agua, tenga cuidado, no deje que el líquido (alcohol, agua, líquidos calientes, etc.) entre en el producto.
- El producto debe mantenerse limpio y almacenado en un lugar seco.
- No repare el producto usted mismo. Si hay algún problema, póngase en contacto con el vendedor.
- El termómetro infrarrojo para la frente se ve fácilmente afectado por la radiación, no lo utilice en un entorno de fuerte interferencia electromagnética.
- Por favor, resuelva el fin del servicio de residuos de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

Instrucción de mantenimiento del producto

- Si tiene algún problema con este dispositivo, como configurarlo, mantenerlo o usarlo, comuníquese con el PERSONAL DE SERVICIO del fabricante. No abra ni repare el dispositivo usted mismo.
- El paciente es un operador previsto. El paciente puede medir y cambiar las pilas. En circunstancias normales, mantenga el dispositivo y sus accesorios de acuerdo con el manual del usuario.

Compatibilidad electromagnética

- El termómetro infrarrojo cumple con el estándar YY0505 de requisitos de compatibilidad electromagnética.
- El usuario debe instalar y utilizar de acuerdo con la información de compatibilidad por el documento aleatorio.
- Los equipos de comunicación de RF portátiles y móviles pueden afectar el rendimiento del termómetro infrarrojo; evite las interferencias electromagnéticas fuertes al realizar las mediciones, como teléfonos móviles cercanos, hornos microondas, etc.
- La guía y la declaración del fabricante se describen en el anexo.

- El equipo o los sistemas no deben usarse ni apilarse con otros equipos. Observe y verifique que la configuración pueda ser un funcionamiento normal si debe estar cerca o apilada.

Tabla 1-1-

Orientación y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética			
La frente de infrarrojos está diseñada para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de la frente de infrarrojos debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.			
Exámen de inmunidad	IEC 60801 Nivel de exámen	Nivel de cumplimiento	Guía de ambiente electromagnético
Descarga Electroestática (ESD) IEC61000-4-2	contacto ±6 kV ±8 kV aire	±6 kV contact ±8 kV air	Los suelos deben ser demadera, hormigón o baldosas de cerámica. Silospi soesatincubleritoscon material sintético, la humedad relativa debe ser al menos del 30%.
Electrical fast transient/bursts IEC61000-4-4	±4 kV para líneas de alimentación ±2 kV para líneas de entrada / salida	No aplicable	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
Tensión IEC61000-4-5	±2 kV modo diferencial ±4 kV modo común	No aplicable	La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.
	<5% UT (Caída) > 880% en UT durante 0,5 ciclos		La calidad de la red eléctrica debe ser la de un entorno comercial u hospitalario típico.

Caídas de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión en las líneas de entrada de la fuente de alimentación IEC 61000-4-11	40% UT (Caída del 60% en UT) durante 5 ciclos 70% UT (Caída del 30% en UT) durante 25 ciclos <5% UT (> 80% de caída en UT) durante 5 segundos	No aplicable	Si el usuario de la frente de infrarrojos requiere un funcionamiento continuo durante las interrupciones de la alimentación principal, se recomienda que la frente de infrarrojos se alimente con una fuente de alimentación ininterrumpida o una batería.
Frecuencia de potencia (50/60 Hz) Campo magnético IEC 61000-4-8	3A / m	3A/m	Los campos magnéticos de frecuencia de energía deben estar en niveles característicos de una ubicación típica en un entorno comercial u hospitalario típico.

NOTA: UT es el a.c. tensión principal antes de la aplicación del nivel de prueba.

Tabla 1-2

Orientación y declaración del fabricante: inmunidad electromagnética			
La frente infrarroja diseñada para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario de la frente de infrarrojos debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno.			
Inmunidad	IEC 60601 test level	Nivele cumplimiento	-Guía de entorno electromagnético
RF conducida IEC61000-4-6-4-6	3Vrms 150 kHz to 30MHz	No aplicable	Los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles no deben utilizarse más cerca de ninguna parte de la frente de infrarrojos, incluidos los cables, que la distancia de separación recomendada calculada a partir de la ecuación aplicable a la frecuencia del transmisor. Distancia de separación recomendada
			d = 1.2/P d = 1.2/P 80MHz/BOO MHz d = 2.3/P 800MHz/2.5 GHz

RF radiada

IEC61000-4-3 0-4-3	3V/m 60MHzto 2.5GHz	3V/m	donde P es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor y d es la distancia de separación recomendada en metros (m). Las intensidades de campo de los transmisores de RF fijos, cada una de las cuales se determina mediante un estudio electromecánico del sitio, "deben ser menores que el nivel de cumplimiento en cada rango de frecuencia. Pueden producirse interferencias en las proximidades de equipos marcados con el siguiente símbolo:
--------------------	------------------------	------	--

NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia más alto.
NOTA 2 Es posible que estas pautas no se apliquen en todas las situaciones. La propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.

a Las fortalezas de campo de transmisores fijos, como estaciones base para teléfonos de radio (celulares / inalámbricos) y radios móviles terrestres, radioaficionados, transmisiones de radio AM y FM y transmisiones de TV no se pueden predecir teóricamente con precisión. Para evaluar el entorno electromagnético debido a transmisores de RF fijos, se debe considerar un estudio electromagnético del sitio. Si la intensidad de campo medida en la ubicación en la que se utiliza la luz del día médica excede el nivel de cumplimiento de RF aplicable anterior, se observa la luz del día médica para verificar el funcionamiento normal. Si se observa un rendimiento anormal, pueden ser necesarias medidas adicionales, como reorientar o reubicar la frente infrarroja.
b Por encima del rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, las intensidades de campo deben ser inferiores a [V] V / m.

Tabla 2:

Orientación y declaración del fabricante: emisiones electromagnéticas		
El termómetro infrarrojo está diseñado para su uso en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del termómetro debe asegurarse de que se utilice en dicho entorno		
Prueba de emisiones	Cumplimiento	Guía de ambiente electromagnético
Emisiones RF CISPR 11	Grupo 1	La termómetro utiliza energía de RF solo para su función interna. Por lo tanto, sus emisiones de RF son muy bajas y no es probable que causen interferencias en equipos electrónicos cercanos.

Instrucciones de uso

- El PACIENTE es un OPERADOR intencionado. Lea este manual antes de usar este Termómetro infrarrojo;
- No use este aparato en un ambiente rico en oxígeno.
- No realice mantenimiento en el termómetro durante su uso.
- No se permite ninguna modificación de este equipo.
- No se necesita esterilización del termómetro durante su uso.
- No se incline: baje o repare el dispositivo usted mismo, lo que podría dar lugar a resultados de medición inexactos o riesgos inaceptables.
- Si tiene algún problema con este dispositivo, como configurarlo, mantenerlo o usarlo, póngase en contacto con el fabricante o la agencia;

a) Toma medidas de temperatura durante un diagnóstico o tratamiento en particular, Puede haber interferencias mutuas que pueden hacer que el termómetro infrarrojo sea inexacto.

- Prohíba que los niños o las mascotas succionen y traguen las partes pequeñas que quedan de este termómetro infrarrojo.
- Sensores y electrodos degradados, o electrodos e d flujos que pueden degradar el rendimiento o causar otros problemas.
- No utilice el termómetro si no funciona correctamente o se ha dañado por cualquier motivo.
- No cerca de un campo electromagnético fuerte o de campos magnéticos strong, evitando así el impacto en la precisión de los datos de medición.

13. El dispositivo debe mantenerse fuera del alcance de los niños / mascotas. Cuando esté en uso, almacene y coloque el dispositivo en una habitación seca y protéjalo de la humedad extrema, el calor, las pelusas, el polvo y la luz solar directa. Nunca coloque objetos pesados en la caja de almacenamiento.

Contraindicaciones

- No mida la temperatura de tejido cicatrizado o tejido comprometido por trastornos de la piel.
- No mida la temperatura de pacientes en trauma.
- No mida la temperatura de pacientes tratados con ciertas terapias con medicamentos que pueden afectar la temperatura corporal normal.
- No mida la temperatura de las zonas de la piel del paciente expuestas a fuentes externas de calor o frío, como la luz solar directa, el calor de una chimenea, las terapias con compresas frías, el flujo de aire acondicionado, etc.

Emisiones RF CISPR 11	Clase B	La frente de infrarrojos es adecuada para nosotros en todos los establecimientos y aquellos conectados directamente a la red pública de suministro eléctrico de baja tensión que abastece a los edificios utilizados con fines domésticos.
Emisiones armónicas IEC61000-3-2	No aplicable	
Fluctuaciones de voltaje emisión de parpadeo IEC61000-3-3	No aplicable	

Tabla 3:

Separación recomendada 1 entre equipos portátiles y móviles de comunicaciones de RF y el Medical Daylight			
La frente de infrarrojos está diseñada para su uso en un entorno electromagnético en el que se controlan las perturbaciones de RF radiadas. El cliente o el usuario de Medical Daylight puede ayudar a prevenir la interferencia electromagnética manteniendo una distancia mínima entre los equipos de comunicaciones de RF portátiles y móviles (transmisores) y la frente de infrarrojos como se recomienda a continuación, de acuerdo con la potencia de salida máxima del equipo de comunicaciones.			
salida máxima nominal del transmisor W	Distancia de separación según la frecuencia del transmisor m		
	150 kHzto 30 MHz	80 MHzto 800 MHz	800 MHzto 2,5 GHz
0.01	/	0.12	0.23
0.1	/	0.38	0.73
1	/	1.2	2.3
10	/	3.8	7.3
100	/	12	23

Para transmisores con una potencia de salida máxima que no se enumera anteriormente, la distancia de separación recomendada D en metros (m) se puede estimar utilizando las ecuaciones aplicables a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia nominal de salida máxima del transmisor en vatios (W) según el fabricante del transmisor.
NOTA 1 A 80MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia más alto.
NOTA 2 estas pautas pueden no aplicarse en todas las situaciones, la propagación electromagnética se ve afectada por la absorción y el reflejo de estructuras, objetos y personas.

2. Alcance aplicable

Para mostrar la temperatura corporal midiendo la radiación térmica de la temperatura de la frente humana.

3. Contraindicaciones

Las personas que tienen costra en la frente, pelo grueso en la frente y otras enfermedades no pueden utilizar el producto.

4. Rendimiento del producto

Tempo de Medición <3s	Desviación Clínica < 0.2°C (0.4°F)	
Luz de fondo de 3 colores	Modo de temperatura de la frente (suponga que el elemento de fiebre, el punto es FV)	Cuando el valor medido es inferior a 37,2 °C (99°F) muestra luz de fondo verde. Cuando el valor medido es 37,3 °C (99,1 °F) - FV, muestra la luz de fondo azul; Cuando el valor medido es mayor o igual a FV, muestra la retroiluminación LED
	Modo calibración	Todas luz azul
punto de alarma de fiebre	Se puede configurar en un rango de * 37,5 °C-39°C (99,5°F-102,2°F), * la alta predeterminada, temperatura de 37,8 °C (100 F)	
Almacenamiento	Almacene 32 datos de medición históricos para análisis comparativos. Voz en Inglés (aplicable para T50, T82, T84)	
Función de voz	1. presione el botón "C" para apagar. 2. Sin operación de tecla y se apagará automáticamente dentro de 60 segs.	
Apagado Automático	1. presione el botón "C" para apagar. 2. Sin operación de tecla y se apagará automáticamente dentro de 60 segs.	
Diseño Exterior	Ergonómico	

5. Método de uso correcto

Cambio de batería
Use 2 pilas alcalinas AA, la instalación de la batería debe prestar atención a lo positivo y lo negativo, de lo contrario no funcionará (como se muestra a continuación)



Cuidado

1. Retire la batería cuando no esté en uso durante mucho tiempo.
2. Si se reemplazan las baterías no especificadas pueden afectar el desempeño de seguridad.
3. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.

7. Principio de medición

Temperatura de la frente: Cualquier objeto por encima del cero absoluto [-273°C (-459.4°F)]

Los rayos infrarrojos emitidos por la frente humana a través del sensor de infrarrojos y obtiene una temperatura corporal mediante los datos de temperatura de detección obtenidos.



Modo de cuerpo SITIO DE MEDICIÓN: Frente

Intervalo de medición para cada vez: <12 s

La Organización Mundial de la Salud (OMS) proporciona el valor de referencia de la temperatura corporal:

Temperatura de la frente:	35.8°~37.8°C (96.4°~ 100°F)
Temperatura coclear:	35.8°C~38.8°C (96.4°F~100.4°F)
Temperatura axilar:	34.7°C~37.3°C (94.5°F~99.1°F)
Temperatura oral:	35.5°C~37.5°C (95.9°F~99.5°F)
Temperatura anal:	36.6°C~38.8°C (97.9°F~100.4°F)

El rango normal de temperatura corporal varía de persona a persona, diferentes partes de la misma persona para medir la temperatura en diferentes momentos son diferentes. Para determinar el estado de fiebre correctamente, comprenda la temperatura corporal de los miembros de la familia en el estado normal.

8. Desempeño técnico

Nombre del producto	Termómetro infrarrojo de frente		
Modelo	T80, T81, T82, T83, T84, T85		
Principio de Medición	Para mostrar la temperatura corporal midiendo la radiación térmica infrarroja de la temperatura del cuerpo humano. Dentro del rango de temperatura 35.0°C~42.0°C, ±0.2°C (95.0°F ~ 107.6°F, ±0.4°F). Fuera del rango de temperatura 35.0°C~42.0°C, ±0.3°C (95.0°F ~ 107.6°F, ±0.6°F)		
Máximo error permitido	Display Display LCD		
Resolución	0.1°C (0.1°F)	Display	Display LCD

1) Pasos de operación

Presione brevemente el botón de encendido "[L]" para encender y el Pantalla LCD con retroiluminación de tres colores Rojo, azul y Verde para auto comprobación. Entonces mostrará la unidad parpadea - - - y puede iniciar la temperatura medición.

2) Medición de la temperatura de la frente

A, En el estado a medir, la pantalla muestra el símbolo ☺ indica que el modo de temperatura es el modo de temperatura de la frente.

Presione el botón Set para cambiar el modo entre el modo de temperatura de la frente y el modo de calibración.

B, preparación de la medición, asegúrese de que las partes medidas de la frente sin ningún bloque de cabello, como el sudor o el polvo en la frente. Limpie y limpie antes de medir. C, asegúrese de que la distancia entre el sensor y la parte medida (frente) sea inferior a 5 CM o que la luz de posicionamiento en la frente tenga un punto sólido y brillante sea la adecuada.

En el modo de frente, presione brevemente el botón de medición y, después de un segundo, el timbre suena indicando que la medición ha finalizado. Se mostrará el valor de la temperatura, se encenderá la luz de fondo de wamfing y se leerá la temperatura medida por voz.

En cuanto a medir la temperatura corporal, la más cercana al cuerpo normal

La temperatura de la fuente radiactiva está por encima de la nariz y en la mitad del ojos. Para evitar grandes desviaciones de la temperatura medida, el sensor del termómetro de la frente debe estar alineado con el centro de la frente y asegurarse de que la distancia desde el sensor a la frente sea inferior a 5 cm al medir.

3) Modo de calibración (solo para pruebas)

A, La pantalla LCD muestra el símbolo ☹ indica que el modo de temperatura es el modo de calibración. Presione el botón Establecer para cambiar el modo entre el modo de temperatura de la frente y el modo de calibración. B, prepárese para medir, si hay agua, suciedad o polvo en el objeto medido, límpielo para garantizar la alta precisión de medición.

Peso del producto	Aproximadamente 65 g (incluida la batería)	Consumo de energía	0.1W
Presión Clínica	±0.2°C	Apagado automático	60s
Voltaje de fuente de alimentación	DC3V (2 baterías alcalinas AA)	Repetibilidad clínica	±0.3°C
Almacenamiento Rangode Medición	Se pueden almacenar 32 conjuntos de los últimos datos de medición Modo de temperatura de la frente 32 °C ~ 42,9 °C (89,6 °F ~ 109,2 °F); Modo de calibración 0 °C ~ 99,9 °C (32 °F ~ 211,8 °F)		
Tamaño de producto	105 x 48 x 150 mm (largo x ancho x alto)		
Ambiente de operación	Temperatura 15 °C ~ 40 °C (59 °F ~ 104 °F) Humedad <85% Presión de aire: 70kPa ~ 106kPa		
Ambiente de transporte y almacenamiento	Temperatura <20 °C ~ 55 °C (-4 °F ~ 131 °F) Humedad 10% Presión de aire: 60kPa ~ 106kPa		
Partes aplicables	Cabezal de detección (tipo BF)		
Rango de salida nominal	Modo de cuerpo (modo ajustado): 32,0 °C ~ 42,9 °C Modo de calibración / superficie (modo directo): T80, T81, T82, T83, T84, T85		
Versión de Software	T80 V.1.21		

9. Contenido

Manual de usuario 1 Uds

Pilas alcalinas AA 2 piezas

10.0. Mantenimiento y almacenaje

Mantenga y almacene este producto después de usarlo.

- 1) Limpie la suciedad del producto ligeramente con un paño suave y seco. No use agua ni use detergente, diluyente, aceite volátil que contenga los abrasivos.
- 2) Limpie suavemente con un paño suave: seco o bolas de algodón de inmersión 95% anhídrido alcohol cuando el sensor de infrarrojos está sucio. Si aún no está limpio, comuníquese con el centro de servicio. No utilice papel ni pañuelos desechables para limpiar el sensor.
- 3) No lo almacene bajo la luz solar directa, alta temperatura y humedad, polvo, cerca del fuego y en un lugar vulnerable a los golpes de vibración.
- 4) Retire la batería para evitar fugas de la batería si no se utiliza durante mucho tiempo.


C, asegúrese de que la distancia entre el sensor y la parte medida sea inferior a 5 CM o que la luz de posicionamiento en la frente tenga un punto sólido y brillante sea apropiada.

En el modo de frente, presione brevemente el botón de medición y después de un segundo, el zumbador emite un pitido que indica que la medición ha finalizado. Se mostrará el valor de temperatura, la luz de fondo de color azul se encenderá y la temperatura medida será leída por voz.

※ El modo de calibración es el modo en el que el termómetro muestra la medida temperatura del cuerpo negro estándar;
SE Por favor, no mida hacia el vapor del líquido para evitar el vapor licuado en la sonda de temperatura y afecta la precisión de la medición;
8E No mida hacia el metal brillante, como la superficie del acero inoxidable hervidor eléctrico para evitar errores de medición excesivos.

4) Ver y borrar la memoria

A, en el modo de apagado, presione brevemente el botón de memoria para ingresar al modo de verificación de datos de memoria y se mostrará el primer grupo de valores de temperatura. Para presionar el botón de memoria para cambiar el siguiente conjunto de memoria (ciclo ...) se pueden mostrar hasta 32 grupos.



Modo de vista de memoria No hay datos de memoria Limpieza de memoria exitosa

B, En el modo de apagado, mantenga presionado el botón de memoria durante más de 5 segundos, la pantalla LCD muestra CLR e indica que los datos de la memoria se borran correctamente.

5) Apagado: Presione brevemente el botón para apagar en el estado de trabajo. Se apagará automáticamente en 60 segundos después de arrancar sin ninguna operación.

6) Visualización de bajo voltaje: la pantalla LCD mostrará el símbolo de bajo voltaje de la batería cuando el voltaje de la batería sea inferior a 2.6 ± 0.1 V.

7) Función de alarma de fiebre: si la temperatura de la frente medida es mayor o igual que el punto de alarma de fiebre FV, el color de la luz de fondo será rojo en el modo de temperatura de la frente.

R, no mida hacia el metal brillante, como la superficie del hervidor eléctrico de acero inoxidable, para evitar un error de medición excesivo.

B, Si la voz está apagada, sonará la advertencia de fiebre "BIBIBIBI"

5) Hay un símbolo de batería en la pantalla. Indica que la batería está baja y es necesario reemplazarla lo antes posible.

6) Este producto utiliza un chip y sensores dedicados. Es un rendimiento estable y una calidad confiable. Puede llamar al fabricante o a la compañía específica del fabricante para consultar si alguna situación anormal no puede ser resuelta por usted mismo.

11. Resolución de problemas

Fenómeno	Razón	Solución
Cuando se enciende la alimentación y no se muestra nada	Batería agotada	Cambie por una batería nueva
La medición de Temperatura es baja	La polaridad de la batería está mal La posición de medición es incorrecta El sensor o la frente están sucios	La polaridad de la batería debe ser la misma que la de la caja de la batería Siga las instrucciones correctas para tomar la medida Tome la medida después de quitar la suciedad.
Medición continua y grandes fluctuaciones de temperatura	Afectado por los cambios en las corrientes de aire	No mida cerca de la posición de calefacción, refrigeración o salida.
ER2	Use fuera de los requerimientos ambientales	Utilice en el ambiente Temperatura 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)

12 Descripción del símbolo


	Pieza aplicada tipo BF		Atención lea antes de usar
	Información de fabricante		Fecha de fabricación

8) Configuración de parámetros: este producto proporciona "Interruptor de voz F1", "punto de fiebre F2n", "compensación de temperatura F3 + Interruptor de luz de posición F4", "unidad de temperatura F5" función de ajuste cinco parámetros. En el estado de apagado, mantenga presionado el conjunto botón "8" para entrar en el estado de configuración de parámetros. La tabla de menú de configuración es la siguiente:

Botón de configuración del menú	Función	Parámetro Botón de "MEMORIA"	Valores predeterminados
F1	Interruptor de voz	...> < (Show/ hide)	.. > <
F2	Punto de ajuste de fiebre	37.5°C-39°C	37.8°C
F3	Compensación de temperatura	-2°C-0°C-2°C	0°C
F4	Interruptor de luz de posicionamiento	(Mostrar/ ocultar)	
F5	Unidad de temperatura	°C/°F	°C

6. Descripción del producto

Consiste principalmente en la carcasa, sonda de temperatura, sensores de infrarrojos, placas de circuito, monitores LCD, altavoces y baterías.



IP22

Consulte manual de usuario

REPRESENTANTE AUTORIZADO EN LA COMUNIDAD EUROPEA

LOT No. Note

Use en interiores

Deseche este dispositivo / batería / embalaje de acuerdo con la obligación legal en su área.

La eliminación correcta de este producto (residuos de equipos eléctricos y electrónicos)
Declaración: Comuníquese con las autoridades locales para determinar el método adecuado de eliminación de piezas y ACCESORIOS potencialmente biopeligrosos.

Póliza de Garantía

Marca	No. de Serie
<p>La presente garantía tiene vigencia por 1 año a partir de la fecha de entrega. Se extiende a presente en Ciudad de México, D.F.</p> <p>.....</p> <p>COMERCIALIZADORA KELLY, S.A. DE C.V. Poniente 128, No. 19, Colonia Nueva Vallejo, C.P. 07750, Gustavo A. Madero, Ciudad de México, México.</p>	
<p>Nombre:</p>	
<p>Tel. 55 3093 9090 y/0800 087 0890</p>	
<p>Términos y Condiciones</p> <p>1. Esta garantía aplica cualquier producto en su totalidad. 2. No incluye: piezas de repuesto, mano de obra, transporte, impuestos y otros costos. 3. El producto debe estar en condiciones de uso normal. 4. El producto debe estar en condiciones de uso normal. 5. El producto debe estar en condiciones de uso normal. 6. El producto debe estar en condiciones de uso normal. 7. El producto debe estar en condiciones de uso normal. 8. El producto debe estar en condiciones de uso normal. 9. El producto debe estar en condiciones de uso normal. 10. El producto debe estar en condiciones de uso normal.</p>	
<p>Fecha de Entrega:</p>	
<p>Fecha de fabricación:</p>	