



IPL8800  
VELVET SKIN PRO

**beurer**  
belleza

## IPL8800 IPL VELVET SKIN PRO

### Dispositivo de depilación prolongada

**Ingeniería  
Alemana**



La app gratuita "Beurer MyIPL" lo guía a través del proceso y crea un plan individual para una aplicación profesional de IPL en el hogar



Hasta 600,000 pulsos de luz



Cómodo de usar gracias a su diseño inalámbrico



Detección de tono de piel:  
establece automáticamente el nivel de energía correcto

Tratamiento de cuerpo completo en aprox. 21 minutos<sup>1)</sup>

Gran área de luz de 4.5 cm<sup>2</sup> para un tratamiento rápido

Con el práctico modo "Auto-Flash" para un uso conveniente

6 niveles de intensidad diferentes

Accesorio adicional para rostro y línea de bikini

Tecnología clínicamente probada para la máxima seguridad en el hogar

Máxima seguridad con el tipo de piel 2 en 1 y el sensor de contacto con la piel

Hasta un 50% de reducción del vello después de 3-4 tratamientos

Tecnología de luz IPL de última generación que también es utilizada por dermatólogos para la depilación profesional, desactiva la raíz del cabello profundamente debajo de la piel y previene el crecimiento del cabello

Filtro UV integrado para proteger la piel

Ineficaz en tonos de piel oscuros



Puede ser ineficaz en cabello claro o blanco

Incluye batería de iones de litio de 7.4 V ~ 2,500 mAh

Dimensiones del producto (LaxAnxAI): 17.5 x 6.5 x 20 cm

Peso del producto: Aprox. 480 g



575.00\_IPL8800\_2021-05-19\_02\_DS\_EN\_BEU Sujeto a errores y cambios


\* Estudio dermatológico, 20 mujeres, Institut proDERM Hamburg, estudio no. 14.0309-11  
1) al nivel de energía más bajo para brazos, piernas, cara, axilas y área del bikini



IPL8800  
VELVET SKIN PRO

**beurer**  
belleza


## MODO DE ACCIÓN



1 La melanina en el cabello absorbe la luz (IPL)




2 El calor generado desactiva al folículo piloso



3 El cabello se cae y no sigue creciendo.

## TABLA DE COLORES DE CABELLO Y PIEL

Tono de cabello	Tono de piel					
	X	X	X	X	X	X
	✓	✓	✓	✓	✓	X



## APLICACIÓN

tratamiento tratamiento tratamiento tratamiento tratamiento tratamiento tratamiento



works with

Lista de dispositivos compatibles

• iOS ≥ 8.0  
• Android™ ≥ 4.4