

Gowllands

ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO
LUZ HALÓGENO GOWLANDS.

3003H

- Oftalmoscopio Mod. Maylite.
- Otoscopio Mod. Friston.
- Espéculos reusables (2,0,2,5,3,5, 4,5 y 5.5mm).
- Rinoscopio.
- Mango de acero.
- Lámpara laringea.
- 2 espejos laringeos (18 y 22mm).
- Dioptrías(-40,20,15,10,8,6,4,3,2,1,0, 1,2,4,6,8,10,15,20,25+).
- Porta Depresor y Depresor de lengua.
- 1 foco de repuesto de 3volts.
- Estuche rígido.



Sucursales

Matriz
México D.F.
01 (55) 3093 9090

Guadalajara
01 (33) 3617 0335
01 (33) 3617 0465
Fax 01 (33) 3618 6165

Monterrey
01 (81) 1365 2926
01 (81) 1365 2927
01 (81) 8346 8282
Fax 01 (81) 8311 4364

Puebla
01 (222) 403 2997
01 (222) 211 4462
Fax 01 (222) 296 7570

Lada sin costo
y del interior de la República
01800 087 0890