

ASPIRADOR PORTÁTIL 7E-B

HERGOM[®]
ASPIRADORES

Aspira hasta 28 lt / min



Solución a las necesidades médicas
y del cuidado de la salud en el hogar.

“ El Aspirador Portátil 7E-B de 28 lt / min de diseño compacto, ligero (sólo 3.9 kg) completa movilidad, equipado con un sistema de lubricación libre de aceites, libre de mantenimiento y con gabinete fabricado en PVC (resistente a la oxidación).

Favorece el movimiento mucociliar, mejora la entrada y salida de aire, ayuda a evitar las infecciones pulmonares en el paciente. ”

CARACTERÍSTICAS

- Unidad de aspiración portátil
- Gabinete elaborado de PVC de alta resistencia a oxidaciones
- Presión regulable
- Reloj indicador de potencia
- Válvula de seguridad (para evitar el derrame de líquidos)
- Control de regulación de aspirador
- Manguera de silicón de 2 m



Vacío máximo de 85 ± 5 kPa.



Tiempo de operación y descanso de 30 x 30 min.



Vaso recolector de líquidos de policarbonato con de 1 lt con recubrimiento de protección.



Bomba de funcionamiento libre de aceites.

DATOS TÉCNICOS

- Vacío máximo: 85 ± 5kPA
- Capacidad de aspiración: 28±4 Lt / min
- Capacidad del frasco: 1000 ml
- Equipo silencioso: ruido menor a 65 Db (A)
- Peso Neto: 3.9 kg
- Medidas: 48 x 16.5 x 28.5 cm



USO DEL VASO DE POLICARBONATO

1



Vaso medidor de protección

2



Vaso recolector de líquidos de Policarbonato

3



4



El vaso recolector de líquidos de policarbonato se inserta y ajusta a la medida en el vaso medidor protector para evitar fugas de líquidos.

CONTENIDO

1 Tubo de succión (2m \varnothing 7 x \varnothing 11)



1 Catéter de succión (2.67mm F8)



1 Catéter de succión (4.0mm F12)



1 Vaso de 1000 ml recolector de líquido



2 Filtros de aire



2 Fusibles FI.6AL250V (\varnothing 5x20)



HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE

Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

@byHergom 5224482452