

# ANDADERA PLEGABLE CON ASIENTO. AN01

 **handy**  
by **HERGOM**



Dimensiones  
Plegada: 62 cm x 36 cm x 30cm.  
Armada: 68 cm x 66 cm x 93.5cm.



Porta Bastón



Reflejantes



Plegable



Bolsa



Ajuste de altura



Freno de bucle



Respaldo

## CARACTERÍSTICAS

- Marco flexible de aluminio para ahorro de espacio y fácil almacenamiento.
- Sistema de freno de bucle sensible para andar y estacionar.
- Bolsa de compras con asa de altura regulable.
- Portabastón adjunto
- Empuñaduras ergonómicas con ajuste de altura
- Ruedas de 8 pulgadas (PVC)
- Rueda delantera con función giratoria

Colores disponibles:



Largo: 680 mm  
Ancho: 660 mm  
Alto: 935 mm  
Capacidad de carga  $\leq$  136 kg  
Peso total: 8.1 Kg  
Material: Aluminio

 **HERGOM**<sup>®</sup>  
EQUIPMENT FOR LIFE

Matriz  
Poniente 126-A  
#62 CDMX.  
(55) 30939090

Sucursal  
GDL.  
(33) 3617 0335  
(33) 3617 0465  
Fax (33) 3618 6165

Sucursal  
MTY.  
(81) 1365 2926  
(81) 1365 2927  
(81) 8346 8282  
Fax (81) 8311 4364

Sucursal  
PUE.  
(222) 403 2997  
(222) 211 4462  
Fax (222) 296 7570

Lada sin costo  
y del interior de  
la república  
800 087 0890  
[www.hergom-medical.com](http://www.hergom-medical.com)

 @BYHERGOM