



Baumanómetro Digital de Escritorio

B14H



Pantalla a color LCD
 Medición NIBP (PANI) completamente automática
 Función lectura de SpO2
 Memoria para datos de tres usuarios.
 Unidades de NIBP (PANI): mmHg y kPa.
 Apagado automático cuando no hay operación durante varios minutos.

Indicación de batería baja
 Interfaces de revisión de datos:

- Lista de datos
- Gráfica de tendencia
- Fuente grande

Dimensiones: 130mm(L) x 110mm(W) x 80mm(H)
 Comunicación con la PC, para las funciones de revisión de datos, análisis de resultados, observar los gráficos de tendencia e imprimir reportes.



Incluye:

- Unidad
- Brazal Adulto (22-32 cm) con conector
- Sensor de Oximetría Adulto con conector USB
- Cable USB
- Código de descarga para Software
- Manual de Usuario