



Baumanómetro monitor de presión BC 21


**german
engineering**
**Función de
Haba**


Salida de voz en cinco idiomas diferentes (salida de voz desconectable):

Inglés, español, polaco, árabe, persa.

**Indicador de
Riesgo**


Indicador de riesgo:
Clasificación de medidas con
escala de colores

**Función
Parlante**

**5
Idiomas**


Medición totalmente automática de la presión arterial y el pulso en la muñeca

Con brazaletes para circunferencias de muñeca de 14,0 a 19,5 cm

Detección de arritmias: advertencia en caso de posibles alteraciones del ritmo cardíaco

Dos memorias de usuario para 60 valores medidos cada una

Valor promedio de todas las mediciones almacenadas y presión arterial matutina y vespertina durante los últimos 7 días

Pantalla clara y fácil de leer

Volumen regulable

Fecha y hora

Apagado automático

Señal en caso de error de aplicación

Preselección y desinflado automáticos

Incl. 2 pilas AAA de 1,5 V y estuche de almacenamiento

Dispositivo médico

Medidas del producto (LxAxAI): 87 x 67 x 31 mm

Peso del producto: aprox. 105 g (sin pilas, con brazaletes)

5 años de garantía

Unidad de venta: 4 / Caja de envío: 8 x 4

No EAN: (A): 4211125 65040 7

(B): 4211125 65046 9

Artículo No.: (A): 650.40 (B): 650.46