



Body Complete báscula de baño de diagnóstico BF 105

- **Análisis completo del cuerpo:** mediciones precisas de la parte inferior y superior del cuerpo con 8 electrodos.
- Innovadora red de conexión entre PC, smarthphone y báscula. Con app gratis "beurer HealthManager" + software para descargar.
- Transferencia de datos usando tecnología de baja energía Bluetooth o USB
- Análisis detallado del cuerpo con evaluación grafica
- Determinación de peso corporal, grasa corporal, masa de agua, porcentaje de músculo y masa ósea.
- Indicación independiente de medidas superiores o inferiores de grasa corporal y posible porcentaje de músculo.
- Cálculo del Consumo calórico basal y consumo calórico activo (en Kcal).
- Pantalla LCD removible XXL (diseñada para montaje en pared) con iluminación azul.
- Muestra la hora y fecha para un mejor seguimiento del peso.
- Guía de usuario intuitiva en 5 idiomas (D/GB/F/ES/I)
- Con conectividad USB al software "Beurer HealthManager" (para Windows) o conexión Bluetooth con app "HealthManager" (IOS y android)
- Con electrodos de acero inoxidable
- Unidades de medida: kg / lb / st
- Capacidad: 180 kg
- Graduación:
o 0.1% para grasa corporal, masa de agua y porcentaje de músculo
o 100g para peso corporal y masa ósea.

5 niveles de actividad

10 memorias de usuario con 30 espacios de medición cada uno + modo invitado

Indicación de sobrecarga

Tecnología de botón de encendido

Apagado automático

Incluye baterías 6 x 1.5 V AA

Medidas del producto (LxWxH):

Plataforma: 33x33x4 cm Pantalla: 21.2 x 7.7 x 3.8 cm

Peso del producto:

Plataforma: aprox. 1.73 kg pantalla: aprox. 260 g

5 años de garantía

