

BM27SBF Edición Limitada

Monitor de presión arterial

beurer



Brazaletes estándar




Brazaletes ajustado



*control de posición del brazaletes



Ajustado
correcto



No ajusto
correctamente

Con brazaletes para circunferencias de brazo de 22 a 36 cm

Control de posición del brazaletes* :

Para asegurarse de que el brazaletes esté correctamente colocado en la parte superior del brazo

Medición totalmente automática de la presión arterial y el pulso en la parte superior del brazo

Pantalla clara y fácil de leer

Indicador de riesgo: clasificación de medidas con escala de colores

Detección de arritmia: Advertencia en caso de posible alteración del ritmo cardíaco

Cuatro memorias de usuario para 30 valores de medida

Promedio de todas las medidas

Fecha y hora

Apagado automático

Alarma en caso de error de aplicación

Preselección automática de presión y desinflado del brazaletes

Indicador de cambio de batería

Dispositivo médico

Medidas del producto (LxAxAI): 112 x 110 x 53 mm

Peso del producto: aprox. 341 g (con brazaletes, sin pilas)

Edición Limitada
color especial