

BM27BF23 Edición limitada

Baumanómetro digital medidor de presión arterial

beurer



brazal
universal



Control del
brazal



Posición del brazal



Brazaletes para circunferencias del brazo 22 a 42 cm

Control de posición del brazaletes: Para asegurarse de que el brazaletes esté correctamente colocado en la parte superior del brazo

Medición completamente automática de la presión arterial y el pulso en la parte superior del brazo

Pantalla clara y fácil de leer

Indicador de riesgo:

Clasificación de medidas con escala de colores

Detección de Arritmia:

Advertencia en caso de posible alteración del ritmo cardíaco

Cuatro memorias de usuario para 30 valores medidos cada una

Promedio de todas las medidas

Fecha y hora

Apagado automático

Señal en caso de error de aplicación

Preselección automática de presión y desinflado

Indicador de cambio de batería

Incluido 4 pilas AA de 1,5 V y bolsa de almacenamiento

Dispositivo médico

Medidas del producto (LxAnxAl): 112 x 110 x 53 mm

Peso del producto: aprox. 341 g (con manguito, sin pilas)

Edición Limitada
Color Especial