



works with

www.tuv.com ID 0000042517

For free

Kostenloser Zugriff auf Beurer HealthManager Free access to Beurer HealthManager

Optional



Monitor de presión arterial BM57 Bluetooth®

Medición de pulso y presión arterial totalmente automática en la parte superior del brazo

Redes innovadoras entre teléfonos inteligentes y un monitor de presión arterial. Las mediciones se pueden monitorear usando la aplicación Beurer HealthManager / Internet / PC

Transferencia a través de la tecnología Bluetooth®

Medición automática durante el inflado: para una medición rápida y cómoda

LCD con luz de fondo blanca

2 x 60 espacios de memoria / cálculo del valor promedio

Clasificación de medición con carta de colores

Detección de arritmias: advertencia en caso de posible alteración del ritmo cardíaco

Producto médico

Control óptimo de la circunferencia del brazo con puños para circunferencias del brazo 23 - 43 cm

Fecha y hora / apagado automático

Señal en caso de error de aplicación

Indicador de batería baja

Pasaporte de presión sanguínea

Parte de la red disponible por separado

Incluye 2 baterías de 1.5V AA

Medidas del producto (LxWxH): 94 x 161 x 64 mm

Peso del producto: aprox. 349 g (con brazaletes, sin pilas)

Medidas del producto (LxWxH): 134 x 103 x 60 mm

Peso del producto: aprox. 349 g (con brazaletes, sin pilas)

3 años de garantía

Unidad de venta: 4 / Caja de envío: 2 x 4