

# Báscula para bebés

BY80



- \*Superficie de pesaje cóncava
- \*Función «HOLD» manual y auto
- \*Tecnología Button-On
- \*Con gomas antiderrapantes

**Features:**

- \*Gran pantalla de LCD de fácil lectura.
- \*Función de espera "HOLD" para pesar a bebés apesar de sus movimientos.
- \*Función de pesaje con TARA.
- \*Incluye calcomanías de Janosch.
- \*Fácil de limpiar
- \*Tamaño de los números: 23 mm.
- \*Capacidad de carga: 20 Kg.
- \*Precisión: 5g (0,011lb / 0,018oz).
- \*Mecanismo de encendido: Button-On.
- \*Desconexión automática, aviso de sobre carga.
- \*Conmutación entre kg/lb/oz.
- \*Dimensiones del producto: 32x32x2.1cm.
- \*Pilas AA (2) incluidas.
- \*5 Años de garantía.

Baby Hold

max.  
20  
kg

5 g  
| | | | |

tara

Inc.  
Baterías  
2 - AAA

5 Años  
Garantía

**HERGOM**  
www.hergom-medical.com

**Matriz**  
México D.F.  
01 (55) 3093 9090  
**Lada sin costo**  
**y del interior de la República**  
01800 087 0890

**Guadalajara**  
01 (33) 3617 0335  
01 (33) 3617 0465  
Fax 01 (33) 3618 6165

**Monterrey**  
01 (81) 1365 2926  
01 (81) 1365 2927  
01 (81) 8346 8282  
Fax 01 (81) 8311 4364

**Puebla**  
01 (222) 403 2997  
01 (222) 211 4462  
Fax 01 (222) 296 7570