

Cama hospitalaria eléctrica 2 posiciones base semisólida

C3220-2



217



97






175



Especificaciones Técnicas:

Posiciones:



- Sistema eléctrico de elevación de 2 posiciones.
- Control remoto de posiciones: cabeza-pies.
- Bastidor plegable de acero de alta durabilidad.
- Barandales de protección deslizables.
- Llantas de goma con freno en cada una de ellas para mayor seguridad.
- Cabecera y piecera de PVC antioxidante.
- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente.
- Soporta un peso de paciente de 135kg y hasta 175Kg con accesorios.

