

Handy®

CC02

Colchón de Presión Alternativa con sistema de celdas

El colchón de presión alterna CC02 es recomendado para la prevención y el tratamiento de llagas, úlceras, fístulas, escaras y otras heridas. Las 20 células altas en Nylon + PVC son especialmente cómodas, ajustando la presión de acuerdo con el peso del paciente contando con un sistema de inflado alterno.



Funcionamiento:
las burbujas de aire cuentan con un sistema de inflado alternado con un ciclo de 6 min



BOMBA	COLCHONETA
Fuente de alimentación: 110V/220V/50-60Hz	Célula y material de base: nylon+PVC
Salida de aire 6-8 Ltrs/min	Color de nylon: azul c/plata
Rango de presión: 40-100 mmHg.	Duración de prueba: 24 horas
Consumo de energía: 7W	Capacidad de peso: 100 kgs.
Tamaño: 29x12x10cm	Dimensiones: 200x86x9.5cm
Peso: 1.6kg	Peso del colchón: 5.5-6.5 kg



Handy®