


DRXTR1

See the future
SIUI


Tripié portable de altura ajustable
Para generador de Rayos X DR




Con pinza de agarre de equipo y llave de seguridad para ajuste de altura.




Se adapta a las necesidades médicas.



Portátil y de fácil montaje.



Ligero, resistente y compacto.



Peso : 2 Kg.
Extensión de Altura:
de 44 cm a 165 cm.



HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE

**Corporativo y
Casa Matriz.**

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

**Sucursal
Guadalajara, Jal.**

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

**Sucursal
Monterrey, N.L.**

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

**Sucursal
Puebla, Pue.**

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

**Lada sin Costo para el
Interior de la República.**

800 067 0690
www.hergom-medical.com

@byHergom 5224482452


DRXTR1

See the future
SIUI

Tripié portable de altura ajustable
Para generador de Rayos X DR



Nivel de burbuja para mayor estabilidad y precisión de montaje.



Altura ajustable de 3 secciones, lo que permite diversas posiciones.



Brazo giratorio de 360°. Generador portátil sin desplazar al tripié.



Incluye mochila para resguardo y fácil transportación.



*El generador se vende por separado.

Consulte a su vendedor para brindarle más información. Tripié modelo DRXTR1 para generador DRX2.

HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE

Corporativo y
Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal
Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal
Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal
Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el
Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

@byHergom 5224482452