

# therapy

# beurer



## Cinturón muscular abdominal EM 37

Estimulación de los músculos abdominales delanteros y laterales.

4 electrodos.

Fácil de usar.

Cinturón abdominal flexible con cierre de gancho y lazo.

Cinturón de estómago flexible para tallas de cintura de 28 a máx. 55 in (70 a máximo 140 cm).

Forma ergonómica flexible.

Electrodos de contacto sin desgaste hechos de material de carbono conductivo.

Electrodos con contacto de agua (sin gel de contacto, sin reemplazo).

Pantalla LCD con símbolos figurativos.

5 programas de entrenamiento (22 a 31 min).

Intensidad ajustable desde 0 hasta 40.

Temporizador de cuenta regresiva con tiempo restante.

Función de memoria de entrenamiento para control de entrenamiento continuo.

Función de desconexión / pausa de seguridad / desconexión automática / bloqueo de teclas.

Elemento de control extraíble.

Cinturón lavable a mano.

Indicador de cambio de batería.

Tensión de salida máx. 70 V p-p (carga de 500 Ohm).

Corriente de salida: máx. 140 mA p-p (carga de 500 Ohm).

Frecuencia de salida: 30-80Hz.

Ancho de pulso: 200  $\mu$ s por fase.

Forma de pulso: pulsos cuadrados simétricos de doble fase.

Incl. 3 baterías de x 1,5 V AAA.

Medidas del producto (LxWxH): 8.8 x 9.1 x 2.2 cm.

Unidad de venta: 3 / Caja de envío: 6 x 3.

EAN no. : 4211125 64703 2

Número de artículo: 647.03

