

CONCENTRADOR DE OXIGENO ESTACIONARIO

Mod. OLV5



El concentrador de oxígeno OLV-5 provee de la combinación perfecta de flujo y concentración de oxígeno para encontrar la solución más simple a la necesidad de la aplicación de oxigenoterapia en el hogar, adecuado para cualquier miembro de la familia.



Características destacadas:

- Tamiz molecular CECA importado de Francia
- Alta pureza de oxígeno 93% \pm 3%
- Vida útil \geq 10,000 horas
- Apto para 24 horas de trabajo continuo
- Ligero a 5,4 kg
- Bajo nivel de ruido, menos de 45db
- CE ISO aprobado

Características Técnicas:

- Oxígeno de pureza: \geq 93% \pm 3 (V / V)
- Voltaje: AC110V \pm 15V, 60Hz \pm 1Hz
- Presión de salida: 20kPa \sim 60kPa
- Velocidad de flujo: 0-5 L/min
- Nivel de sonido: menos de 45db
- Consumo de energía: 300 vatios
- Peso neto: 22kg
- Dimensión: 490 \times 270 \times 560 (mm)

Incluye

- 1 x Unidad - Concentrador OLV-5
- 1 x cable de alimentación
- 1 x tubo de conexión de repuesto de la botella del humidificador
- 2 x filtro de polvo de repuesto
- 6 x filtro interno de repuesto
- 2 x Puntas nasales Adulto
- 1 x manual de usuario



www.hergom-medical.com

Matriz
México D.F.
01 (55) 3093 9090

Sucursales
Guadalajara
01 (33) 3617 0335
01 (33) 3617 0465
Fax 01 (33) 3618 6165

Monterrey
01 (81) 1365 2926
01 (81) 1365 2927
01 (81) 8346 8282
Fax 01 (81) 8311 4364

Puebla
01 (222) 403 2997
01 (222) 211 4462
Fax 01 (222) 296 7570

Lada sin costo
y del interior de la República
01800 087 0890