

mindray



Z5

**Sistema portátil de
ultrasonido diagnóstico**

Ecógrafo portátil

Gran funcionalidad del color y la mejor
tecnología resaltada en color.



HERGOM
EQUIPMENT FOR LIFE

www.hergom-medical.com

Z5 Ultrasonido portátil



El Ultrasonido Portátil Doppler Color Z5 está equipado con la combinación ideal de alto rendimiento y costos bajos que le ofrecen la mejor calidad de imagen en 2D, asequibilidad y movilidad.

No hay limitaciones de exámenes para el Z5, bien sea para un análisis de la estructura del bebe o de una tomografía pélvica.

 Modos disponible de imagen: B, 2B, 4B, B/C, B/M, B/PW, TRIPLEX, PW.

-  Diseño compacto y estilizado con 7.7 kg de peso.
-  Monitor LED 15" con función de inclinación de 30° grados ajustable, Doppler color.
-  Dos niveles de iluminación del teclado .
-  Conector Dual universal para transductores
-  Análisis continuo de 1.5 hrs, con batería recargable

PSH	Imágenes armónicas con inversión de fase
IBeam	A través de múltiples ángulos se forma una imagen que realza la resolución y el contraste.
IClear	Imágenes con Bordes mas nítidos y continuos, tejidos suaves y uniformes.
IStorage	Transferencia directa de las imágenes y los informes a la PC a través de una red
Itouch	Con un soloclick , optimiza instantáneamente la imagen en los modos B y PW.
IZoom	Con un click se obtienen instantáneamente la visualizacion en pantalla ciompleta.
IStation	El sistema de manejo del información le permite integrar, revisar, administrar y transmitir información de forma efectiva.

TRANSDUCTORES

-  **35C50EA** TRANSDUCTOR CONVEXO
-  **75138EA** TRANSDUCTOR LINEAL
-  **65EC10EA** TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO



CARRO Y MALETIN VENTA POR SEPARADO
(El modelo del carro puede variar en su version)



Matriz
CDMX
01(55) 30939090

Sucursal
GDL
01(33) 3617 0335
01(33) 3617 0465
Fax
01(33) 3618 6165

Sucursal
MTY.
01(81) 1365 2926
01(81) 1365 2927
01(81) 8346 8282
Fax
01(81) 8311 4364

Sucursal
PUE.
01(222) 403 2997
01(222) 211 4462
Fax
01(222) 296 7570

Lada sin costo
y del interior de
la república
01800 087 0890

www.hergom-medical.com