

DC40

ULTRASONIDO
DIAGNÓSTICO
ESTACIONARIO
FULL HD

Escaneo con una gran capacidad y rendimiento excepcionales

Al combinar paquetes de aplicaciones completos, herramientas de medición automática y software de formación integrado, el DC-40 hace que el escaneo por ultrasonido resulte preciso, eficiente, asequible y con una capacidad excepcional.

La pantalla táctil de 13.3" garantiza la facilidad de uso al mismo tiempo que el diseño compacto y la batería integrada garantizan movilidad máxima.

Full HD



3D DE COLUMNA FETAL



Sigue nuestras redes sociales y sitio web
www.hergom-medical.com • @byhergom



INCLUYE SOFTWARE PARA DISTINTAS ESPECIALIDADES.

Smart OB™

Medición automática de parámetros fetales: Traza y calcula el BPD OFD, HC, AC y FL con un solo click.

iLive™

Tecnología de punta que genera emocionantes imágenes con efectos visuales 5D.

Smart NT™

Trazado automático de la Translucencia nucal obteniendo además los resultados de la medición.

Smart FLC™

Reconstrucción, medición tabulación de los folículos automáticamente. Sólo con endovaginal volumétrico.

iZoom™

Obtenga vistas de pantalla completa instantáneas con sólo pulsar un botón

iScanhelper™

Proporciona una interfaz para aprender el "Cómo y qué" de la ecografía con el apoyo de excelentes ejemplos prácticos e ilustraciones.

iTouch™

Con solo un click, optimiza instantáneamente la imagen en los modos a color, B y PW.

iStorage™

Transfiera imágenes e informes directamente al PC mediante un cable de red.

iClear™

Logra imágenes con bordes más nítidos y continuos, tejidos suaves y uniformes.

iStation™

El sistema único de gestión de la información de paciente permite integrar, revisar, archivar y recuperar los datos médicos con eficacia

PSHI™

Imágenes armónicas con inversión de fase.

iBeam™

Forma una imagen a través de múltiples ángulos con resolución y contraste realzados.

MedSight™


Envía estudios, imágenes y video desde el ultrasonido al celular del paciente mediante conexión por cable a red.



ONDA DE PULSO DE CORAZÓN FETAL



ONDA DE PULSO DE TUMOR EN ÚTERO



TRANSDUCTORES DISPONIBLES:



• C6-2



• 7L4A



• D7-2E



• V11-3