

# Báscula de peso solar

## GS50



ecoline  
beurer

- \*Siempre lista para usar, 100% energía solar
- \*No necesita comprar ni cambiar baterías
- \*5 celdas solares integradas
- \*Aspecto de carbono y aluminio

### Features:

- \*Lista para su uso en tan solo **10 segundos**.
- \*Diseño de **superficie elegante** con aspecto de **carbono**.
- \*Clips de **aluminio finos**.
- \***Amigable con la ecología**: parcialmente de material reciclado.
- \*Inicia también con **luz artificial**.
- \***Pantalla iluminada de gran tamaño**.
- \*Tamaño de los números: **34 mm**.
- \*Capacidad de carga: **150 Kg**.
- \*Precisión: **100 g**.
- \***Sistema automático de encendido por luz solar**.
- \***Desconexión automática**.
- \***Conmutación entre kg/lb/st**.
- \*Dimensiones del producto: 35x28.5x2.1 cm.
- \*Dimensiones del display: 84x40mm.
- \*Laminado: 31x28cm.
- \***5 Años de garantía**.

LÍNEA ECOLÓGICA



CELDA SOLARES

ECO LINE	SAFETY ✓ GLASS
SOLAR	35x29cm ↑ ↓
+ >15LUX	100 g 
SLIM 21mm	LCD 34mm
150 kg	quick-start Q
<b>5 Años Garantía</b>	

# Básculas Summer



*Design Line*



beurer

*Seed*  
GS20-SEED

*Sky*  
GS20-SKY

*Sun*  
GS20-SUN

\* Toda la frescura del verano en la nueva línea de básculas *Summer*

- \* Diseño único
- \* Colores que cautivan
- \* Ligera y compacta

## Features:

- \* Exclusivo diseño tipo **sandwich**.
- \* Colores **frescos y vibrantes**.
- \* Agradable sensación gracias a su superficie **satinada mate de plástico**.
- \* **Vidrio de seguridad**.
- \* **Pantalla LCD de gran tamaño**.
- \* Tamaño de los números: **44 mm**.
- \* Capacidad de carga: **180 Kg**.
- \* Precisión: **100 g**.
- \* **Sistema automático de encendido** (Tecnología Quick Start)
- \* **Desconexión automática**.
- \* **Conmutación entre kg/lb/st**.
- \* Dimensiones del producto: 33 x 32 x 2.1cm.
- \* Pila incluida.
- \* **5 Años de garantía**.



**Gran Pantalla LCD**  
que facilita la lectura del peso



DESIGN LINE	SAFETY GLASS
LCD 44 mm	32 x 32 cm
quick-start	100 g
max 180 kg	Inc. Baterías

**5 Años Garantía**

**HERGOM**  
www.hergom-medical.com

**Matriz**  
México D.F.  
01(55)3093 9090

**Sucursales**  
Chihuahua  
01(614)266 0267

**Lada sin costo**  
**y del interior de la República**  
01800 087 0890

**Guadalajara**  
01(33)3617 0335  
01(33)3617 0465  
Fax 01(33)3618 6165

**Monterrey**  
01(81)1365 2926  
01(81)1365 2927  
01(81)8346 8282  
Fax 01(81)8311 4364

**Puebla**  
01(222)403 2997  
01(222)211 4462  
Fax 01(222)296 7570



# Báscula de Vidrio Comfort

## GS44



*Comfort Line*



beurer

- \* Vidrio curvado de alta resistencia
- \* Gran pantalla LCD
- \* Elegancia y Confort total
- \* Precisión exacta



Sofisticada superficie de cristal de seguridad curvado

### Features:

- \* Báscula digital
- \* Confort extremo
- \* Diseño novedoso y vanguardista
- \* Espectacular base de vidrio curvada
- \* Sensación agradable al tacto
- \* **Aluminio curvado de alta resistencia**
- \* Superficie para colocación de vidrio de seguridad curvado de 33 x 33 cm
- \* **Gran pantalla LCD con luz azul de fondo**
- \* Método de encendido: **Tab-On**
- \* Tamaño de los números: **40 mm**
- \* Capacidad de carga: **150 Kg**
- \* Graduación: **100 g**
- \* Opción de cambio entre **kg/lb/st**
- \* Función de desconexión automática
- \* Incluye pilas
- \* 5 Años de garantía

### Especificaciones técnicas:

- \* Tamaño de los números: 40mm
- \* Superficie de colocación: 33 x 33 cm
- \* Capacidad máxima de medida: 150 kg
- \* Intervalo de medida: 100 g
- \* Pantalla: LCD
- \* Tipo de material: Vidrio y metal
- \* Sin memoria.
- \* Incluye 4 Baterías AAA LR6 de 1,5 V

LCD  
40 mm

150 Kg

Curve

Tab  
On

100 g

Incluye  
Baterías  
AAA

5 Años  
Garantía

# Básculas Summer



*Design Line*



beurer

*Seed*  
GS20-SEED

*Sky*  
GS20-SKY

*Sun*  
GS20-SUN

\* Toda la frescura del verano en la nueva línea de básculas *Summer*

- \* Diseño único
- \* Colores que cautivan
- \* Ligera y compacta

## Features:

- \* Exclusivo diseño tipo **sandwich**.
- \* Colores **frescos y vibrantes**.
- \* Agradable sensación gracias a su superficie **satinada mate de plástico**.
- \* **Vidrio de seguridad**.
- \* **Pantalla LCD de gran tamaño**.
- \* Tamaño de los números: **44 mm**.
- \* Capacidad de carga: **180 Kg**.
- \* Precisión: **100 g**.
- \* **Sistema automático de encendido** (Tecnología Quick Start)
- \* **Desconexión automática**.
- \* **Conmutación entre kg/lb/st**.
- \* Dimensiones del producto: 33 x 32 x 2.1cm.
- \* Pila incluida.
- \* **5 Años de garantía**.



**Gran Pantalla LCD**  
que facilita la lectura del peso



DESIGN LINE	SAFETY GLASS
LCD 44 mm	32 x 32 cm
quick-start	100 g
max 180 kg	Inc. Baterías

**5 Años Garantía**

**HERGOM**  
www.hergom-medical.com

**Matriz**  
México D.F.  
01 (55) 3093 9090

**Sucursales**  
Chihuahua  
01 (614) 266 0267

**Lada sin costo**  
**y del interior de la República**  
01 800 087 0890

**Guadalajara**  
01 (33) 3617 0335  
01 (33) 3617 0465  
Fax 01 (33) 3618 6165

**Monterrey**  
01 (81) 1365 2926  
01 (81) 1365 2927  
01 (81) 8346 8282  
Fax 01 (81) 8311 4364

**Puebla**  
01 (222) 403 2997  
01 (222) 211 4462  
Fax 01 (222) 296 7570



# Báscula de peso Magic Flora

## GS40



MAGIC LINE.  
beurer

\*Diseño único MAGIC FLORA

\*Pantalla LED invisible, solo aparece durante la medición

\*Acabado satinado que cautiva

\*Ligera y compacta

### Features:

- \* Exclusivo diseño **Magic LED**.
- \* Diseño **fresco** en color **morado brillante**.
- \* Agradable sensación gracias a su superficie **satinada mate de plástico**.
- \* **Vidrio de seguridad**.
- \* **Pantalla MAGIC LED** de gran tamaño.
- \* Tamaño de los números: **LED rojo de 37 mm**.
- \* Capacidad de carga: **150 Kg**.
- \* Precisión: **100 g**.
- \* **Sistema automático de encendido por vibración**
- \* **Desconexión automática**.
- \* **Conmutación entre kg/lb**.
- \* Dimensiones del producto: 32x32x2.4cm.
- \* Dimensiones del display: 100x37mm.
- \* Pilas AAA (4) incluidas.
- \* **5 Años de garantía**.



MAGIC LINE	SAFETY GLASS
LED 37mm	32x32cm
150 kg	100 g
Vibration ON	Inc. Baterías AAA
5 Años Garantía	

**HERGOM**  
www.hergom-medical.com

**Matriz**  
México D.F.  
01 (55) 3093 9090

Lada sin costo  
y del interior de la República  
01 800 087 0890

**Sucursales**  
Chihuahua  
01 (614) 266 0267

**Guadalajara**  
01 (33) 3617 0335  
01 (33) 3617 0465  
Fax 01 (33) 3618 6165

**Monterrey**  
01 (81) 1365 2926  
01 (81) 1365 2927  
01 (81) 8346 8282  
Fax 01 (81) 8311 4364

**Puebla**  
01 (222) 403 2997  
01 (222) 211 4462  
Fax 01 (222) 296 7570

# Báscula con función de voz

GS39



beurer

\*Diseño elegante único con función de VOZ

\*5 idiomas diferentes: Español, Inglés, Francés, Alemán y Ruso

\*La pantalla y los botones se iluminan en azul

\*4 espacios de memoria directos

## Features:

- \*Exclusiva **función de voz** con volumen regulable.
- \***Almacenamiento y recuperación** sencilla del último valor medido.
- \*Diseño **elegante** en color **negro**.
- \*Agradable sensación gracias a su delicada **iluminación azul**.
- \***Vidrio de seguridad**.
- \***Pantalla iluminada de gran tamaño**.
- \*Tamaño de los números: **33 mm**.
- \*Capacidad de carga: **150 Kg**.
- \*Precisión: **100 g**.
- \***Sistema automático de encendido por vibración**
- \***Desconexión automática**.
- \***Conmutación entre kg/lb/st**.
- \*Dimensiones del producto: 35x34x2.3cm.
- \*Dimensiones del display: 92x47mm.
- \*Pilas AAA (3) incluidas.
- \***5 Años de garantía**.



Gran Pantalla LCD azul  
de fácil lectura




GRAN PANTALLA

	SAFETY GLASS
	35x34cm
Directo	
SLIM 23mm	100 g
	Inc. Baterías AAA
Vibration ON	5 Años Garantía



living



Ingeniería  
Alemana

## GS 14

### Báscula de Vidrio

Báscula de vidrio moderna con vidrio de seguridad

Pantalla LCD fácil de leer

Ultra delgada

Capacidad de 150 kg

Graduación 100 g

Tamaño de dígitos 25mm

Conversión de kg/lb/st

Tecnología de encendido rápido

Indicador de sobrecarga

Apagado automático

Batería CR2032

Medidas del producto: 30 x 30 x 2 cm

Peso del producto: approx. 1.5 kg



SLIM

20 mm

beurer

**HERGOM**

www.hergom-medical.com

**Matriz**  
México D.F.  
01 (55) 3093 9090

**Sucursales**  
Guadalajara  
01 (33) 3617 0335  
01 (33) 3617 0465  
Fax 01 (33) 3618 6165

**Monterrey**  
01 (81) 1365 2926  
01 (81) 1365 2927  
01 (81) 8346 8282  
Fax 01 (81) 8311 4364

**Puebla**  
01 (222) 403 2997  
01 (222) 211 4462  
Fax 01 (222) 296 7570

**Lada sin costo**  
**y del interior de la República**  
01 800 087 0890



**MS50 Báscula de Baño Mecánica**

Especificaciones:

Capacidad de carga de 135 Kg.

División de 1 Kg.

Superficie de 28 X 28 cm.

Visor de gran tamaño para su fácil lectura.

Gran plataforma antideslizante.

Producto de tecnología alemana.

**Matriz**  
México D.F.  
01(55)3093 9090

**Sucursales**  
Chihuahua  
01(614)266 0267

**Guadalajara**  
01(33)3617 0335  
01(33)3617 0435  
Fax 01(33)3618 6165

**Monterrey**  
01(81)1365 2926  
01(81)1365 2927  
Fax 01(81)8311 4364

**Puebla**  
01(22)403 2997  
01(22)211 4462  
Fax 01(22)296 7570