

ANGENEHMER TRAGEKOMFORT HINTER DEM OHR

COMFORTABLE FIT BEHIND THE EAR

Rauscharme Wiedergabe
Low-noise rendering



Amplificador de audición HA 50

Ideal para la capacidad auditiva restringida.

Ajuste cómodo detrás de la oreja, apenas visible.

Amplifica el volumen de todos los sonidos en interiores y exteriores.

Volumen continuamente ajustable.

3 archivos adjuntos para ajustar individualmente al canal auditivo.

Incl. Batería y batería de repuesto.

Amplificación de sonido: máx. 40 Db.

Salida de audio máxima: 128 Db.

Rango de frecuencia: 200 - 6000 Hz.

Producto médico.

Medidas del producto: 40 x 40 x 10 mm.

Peso del producto: aprox. 6 g (incluye batería y tapones para los oídos).

Entregado en la pantalla de ventas.

Unidad de venta: 8 / Caja de envío: 4 x 8.

N ° EAN: 4211125 64109 2

No. de artículo: 641.09

Incluido en la entrega.

- Amplificador de audición.
- 3 tapones para los oídos en diferentes tamaños.
- 2 pilas botón LR754.
- 1 caja para almacenamiento.
- Instrucciones de uso.

Descripción de la unidad.

1. Micrófono.
2. Control de volumen 1-4 (1 mín., 4 máx.).
3. Interruptor de encendido / apagado. ("I" = encendido, "O" = apagado).
4. Auriculares.
5. Tapón para los oídos.
6. Compartimiento de la batería.

