

Almohadilla eléctrica XXL

HK125



beurer

- *Diseño anatómico y confort total
- *Superficie de gran tamaño **XXL**
- ***COSY** Microfibras de felpa
- *Interruptor removible para su lavado



Features:

- * Obtenga calor y comodidad.
- * Almohadilla y funda de **micro fibra de felpa**.
- * **Superficie extra suave** (se puede utilizar sin funda).
- * **Transpirable, flexible y agradable** para la piel.
- * **Temperatura máxima** en 10 min.

- * **3 niveles** de temperatura.
- * Protección contra **sobrecalentamiento BSS** (sistema de seguridad Beurer).
- * **Desconexión automática** después de aprox. 90min.
- * **Exacta regulación** electrónica de la temperatura.
- * **Niveles de temperatura iluminados**.

- * Interruptor extraíble para su práctico lavado.
- * Elemento térmico de microfibras de felpa.

- * Extra grande 60x40 cm.
- * Lavable a máquina 30°C.
- * 60watts.
- * **1 Año de garantía.**



Certificado ÖKO-TEX 100

Único certificado que demuestra que la almohadilla se encuentra libre de colorantes, pesticidas y metales pesados que pudieran provocar alergias.



COSY Microfibras de felpa



1 Año
Garantía