

living



Ingeniería
Alemana




COSY Microfibras de felpa



Certificado ÖKO-TEX 100

Almohadilla Eléctrica Comfort HKC

- Diseño anatómico y confort total.
- Rápido calentamiento y regulación.
- COSY Microfibras de felpa.
- Interruptor removible para su lavado.
- Obtenga calor y comodidad.
- Superficie blanda y esponjosa.
- Termoformo de excelente calidad.
- Transpirable, flexible y agradable para la piel.
- Temperatura máxima en 10 min.
- 3 niveles de temperatura.
- Protección contra sobrecalentamiento BSS (sistema de seguridad Beurer).
- Desconexión automática después de aprox. 90min.
- Exacta regulación electrónica de la temperatura.
- Niveles de temperatura iluminados.
- Interruptor extraíble para su práctico lavado.
- Elemento térmico de microfibras de felpa.
- Tamaño aprox. 44x33cm.
- Elemento térmico lavable a maquina 30°C.
- 60watts.
- 1 Año de garantía.



beurer

HERGOM
www.hergom-medical.com

Matriz
México D.F.
01(55)3093 9090

Lada sin costo
y del interior de la República
01800 087 0890

Guadalajara
01(33)3617 0335
01(33)3617 0465
Fax 01(33)3618 6165

Monterrey
01(81)1365 2926
01(81)1365 2927
01(81)8346 8282
Fax 01(81)8311 4364

Puebla
01(222)403 2997
01(222)211 4462
Fax 01(222)296 7570