

Rehabilitación

handy

by **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE

KIT-MD

Capacidad 425 L

- Calidad 100 % certificada.
- Regulador desmontable.
- Protección integrada en el regulador y el cilindro
- Equipo para oxigenoterapia.
- Cilindro de aluminio.
- Muy ligero y practico.
- Alta seguridad con dispositivos
- Cánulas nasales.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Lectura de caudales



Regulador ajustable



Entrada de válvula

Tabla de Rendimientos de Oxígeno en horas, flujo de oxígeno prescrito

PRODUCTOS	CAP. [lts.]	1 lt/min	2 lt/min	3 lt/min	4 lt/min	5 lt/min	6 lt/min	7 lt/min	8 lt/min	9 lt/min	10 lt/min	
KIT-MD	KIT-MDC	425	7 hrs	3hrs 30 min	2 hrs 15 min	1hr 30 min	1hr 15 min	1hr 10 min	1hr	50 min	45 min	40 min

Nota: Para determinar la duración del tanque es vital conocer los litros por minuto de la prescripción médica.

HERGOM
EQUIPMENT FOR LIFE

www.hergom-medical.com

Matriz
México D.F.
01 (55) 3093 9090

Sucursales
Guadalajara
01 (33) 3617 0335
01 (33) 3617 0465
Fax 01 (33) 3618 6165

Monterrey
01 (81) 1365 2926
01 (81) 1365 2927
01 (81) 8346 8282
Fax 01 (81) 8311 4364

Puebla
01 (222) 403 2997
01 (222) 211 4462
Fax 01 (222) 296 7570

Lada sin costo
y del interior de la República
01800 087 0890