

Monitor de Paciente. MA50

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Pantalla a color 2.4" TFT-LCD
- Monitoreo a largo plazo para NIBP y SpO2
- Memoria masiva para datos NIBP y SpO2, verifique el menú de lista, revise los resultados de medición.
- Indicador de batería baja, información de alarma, información de error y hora.
- Parámetros de alarma personalizables por el usuario.
- La información del paciente puede ser flexible.
- Intervalos de medición para el modo AUTO: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos.
- Dimensiones: 128mm(L) x 69mm(W) x 36mm(H)
- Función de gestión de casos, comunicación con la PC, para realizar las funciones de revisión de datos, análisis de resultados, observación de gráficos de tendencias, impresión de informes, etc.

Incluye:

- Unidad
- Brazal Adulto (25-35 cm)
- Manguera con conectores para NIBP
- Sensor de Oximetría Adulto
- Cable USB
- Código para descarga de Software
- Manual de usuario
- Funda con cinta ajustable

**Modo de trabajo doble como
Monitor y Medidor Ambulatorio
de Presión Arterial 24h (MAPA)**



Matriz
CDMX.
01(55) 30939090

Sucursal
GDL.
01(33) 3617 0335
01(33) 3617 0465
Fax
01(33) 3618 6165

Sucursal
MTY.
01(81) 1365 2926
01(81) 1365 2927
01(81) 8346 8282
Fax
01(81) 8311 4364

Sucursal
PUE.
01(222) 403 2997
01(222) 211 4462
Fax
01(222) 296 7570

Lada sin costo
y del interior de
la república
01800 087 0890
www.hergom-medical.com

HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE