

# Oxímetro de Pulso para Uso Humano

# MD600H

## CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Pantalla 1.8" color OLED display
- Menú de operación
- Visualización de SpO2, PR valor numérico y gráfico de barras, y forma de onda de pulso
- Brillo de pantalla ajustable
- Sonido de PR
- Indicador de estado de batería
- Alarma audible; se pueden configurar los límites superior e inferior de alarma.
- Los datos almacenados y los datos en tiempo real se pueden cargar a la PC.
- Función de revisión.
- Reloj en tiempo real.
- Fuente de alimentación: dos baterías "AA"
- Tiempo de trabajo continuo: 32h

## Especificaciones de parámetros:

### SpO2

Rango de medición: 0% - 100%

Exactitud: Para medición de 70%-100%, error  $\pm 2\%$ .  
Por debajo de 70%, no especificado.

Resolución: 1%

### PR

Rango de medición: 30 ~250 bpm

Exactitud:  $\pm 2$  bpm or 2% (seleccione el más grande)

Resolución: 1 bpm.

smart  
**XIGNAL**  
monitors

### Requerimientos ambientales:

Condiciones de almacenamiento

Temperatura: -40°C ~ 60°C

Humedad relativa:  $\leq 95\%$

Presión atmosférica: 500hPa ~ 1060hPa

### Condiciones de Operación

Temperatura: 10°C ~ 40°C

Humedad relativa:  $\leq 75\%$

Presión atmosférica: 700hPa ~ 1060hPa

### Incluye:

- Unidad de oxímetro
- Sensor de oximetría adulto
- Cable USB
- Manual de Usuario
- Código de descarga para Software



Matriz  
CDMX.  
01(55) 30939090

Sucursal  
GDL.  
01(33) 3617 0335  
01(33) 3617 0465  
Fax  
01(33) 3618 6165

Sucursal  
MTY.  
01(81) 1365 2926  
01(81) 1365 2927  
01(81) 8346 8282  
Fax  
01(81) 8311 4364

Sucursal  
PUE.  
01(222) 403 2997  
01(222) 211 4462  
Fax  
01(222) 296 7570

Lada sin costo  
y del interior de  
la república  
01800 087 0890

[www.hergom-medical.com](http://www.hergom-medical.com)

**HERGOM**<sup>®</sup>  
EQUIPMENT FOR LIFE