

Oxímetro de Pulso para Uso Veterinario. MD600V

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Pantalla 1.8" color OLED display
- Menú de operación
- Visualización de SpO2, PR valor numérico y gráfico de barras, y forma de onda de pulso
- Brillo de pantalla ajustable
- Sonido de PR
- Indicador de estado de batería
- Alarma audible; se pueden configurar los límites superior e inferior de alarma.
- Los datos almacenados y los datos en tiempo real se pueden cargar a la PC.
- Función de revisión.
- Reloj en tiempo real.
- Fuente de alimentación: dos baterías "AA"
- Tiempo de trabajo continuo: 32h

Especificaciones de parámetros:

SpO2
Rango de medición: 0% - 100%
Exactitud: Para medición de 70%-100%, error $\pm 2\%$.
Por debajo de 70%, no especificado.
Resolución: 1%

PR
Rango de medición: 30 ~250 bpm
Exactitud: ± 2 bpm or 2% (seleccione el más grande)
Resolución: 1 bpm.

Requerimientos ambientales:
Condiciones de almacenamiento
Temperatura: -40°C ~ 60°C
Humedad relativa: $\leq 95\%$
Presión atmosférica: 500hPa ~ 1060hPA

Condiciones de Operación
Temperatura: 10°C ~ 40°C
Humedad relativa: $\leq 75\%$
Presión atmosférica: 700hPa ~ 1060hPA

Incluye:

- Sensor,
- Cable microUSB
- Liga a software impreso en caja.



Matriz
CDMX.
01(55) 30939090

Sucursal
GDL.
01(33) 3617 0335
01(33) 3617 0465
Fax
01(33) 3618 6165

Sucursal
MTY.
01(81) 1365 2926
01(81) 1365 2927
01(81) 8346 8282
Fax
01(81) 8311 4364

Sucursal
PUE.
01(222) 403 2997
01(222) 211 4462
Fax
01(222) 296 7570

Lada sin costo
y del interior de
la república
01800 087 0890
www.hergom-medical.com

HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE