



Termómetro de control de ovulación OT30


**german
engineering**


Ovy

Se puede utilizar con la app "Ovy" - de transmisión de datos de temperatura con tecnología Bluetooth® de baja energía



Cálculo del ciclo para la planificación familiar natural



Registro de más signos corporales.



Termómetro digital de control de ovulación

Medición de temperatura basal corporal

Visualización de 2 dígitos después de la coma

Para medición oral y vaginal

El anillo LED iluminado señala la transmisión Bluetooth®

Precisión de la medición:

± 0.05 °C: 35.00 °C - 38.00 °C a temperatura ambiente de 18 °C to 28 °C;
fuera de este rango ±0.1 °C

Rango de medición: 32.00 - 42.99 °C

Punta de medición flexible

A prueba de agua

Se puede desinfectar

30 Espacios de memoria

Tono de señal al final de la medición (encendido / apagado)

Con tapón de protección

Incluye 1 Batería CR2032

Indicador de cambio de batería

Apagado automático

Indicación de °C / °F

Medidas del producto (Largo X ancho X alto): 105 x 33 x 17.6 mm

Peso del producto: aprox. 20.1 g (sin batería)

Dispositivo médico

5 años de garantía



german
engineering



CONEXIÓN



Cálculo del ciclo para la planificación familiar natural junto con la aplicación "Ovy"

Fácil transmisión de temperatura con tecnología Bluetooth® de baja energía

Trabaja con



Sincroniza con
• iOS ≥ 8.0
• Android™ ≥ 4.4
• Bluetooth® 4.0