



RESPIRADOR APNEA
OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO
RY550



RESPIRADOR APNEA OBSTRUCTIVA DEL SUEÑO RY550

- Modo: CPAP, Auto CPAP
- Presión: 4-20 cmH₂O
- Ruido: 28 dBA ± 2 dBA
- Humidificador eficiente
- Arranque/Parada Inteligente
- Tecnología FPS
- Recordatorio de fugas
- Ajuste de altitud
- Compensación de fugas
- Gestión de datos



PARÁMETROS DE EMPAQUE

Modelo	Cantidad [Pza./Caja]	P.B. / P.N. [kg]	Medidas [cm]
RY550	1	2.9/1.5	41.5 X 30 X 16



**Corporativo y
Casa Matriz.**

Poniente 126-A
#62 CDMX
55 3093 9090

**Sucursal
Guadalajara, Jal.**

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

**Sucursal
Monterrey, N.L.**

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

**Sucursal
Puebla, Pue.**

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

**Lada sin Costo para el
Interior de la República.**

800 067 0690
www.hergom-medical.com

