



# • OTOSCOPIO

De diagnóstico con luz LED

T310

## Características:

- Aumento 3X
- Ventana de vista más grande
- Iluminación por fibra óptica
- Tecnología LED
- 8 espéculos reusables

## Especificaciones Técnicas:

- Iluminación por fibra óptica
- Luminancia 18,5 Lumen
- Aumento 3X
- Tamaños de las puntas: 2.4mm, 3mm, 4mm, 4mm, 5mm
- 2.5V, 0.7A, Ø=4.8mm
- Batería: Baterías alcalinas AA

## Condiciones de operación y almacenamiento

- Operación:
  - Temperatura: 10°~35°
  - Humedad: 30%~75%
  - Presión del aire: 700hPa~1060hPa
- Almacenamiento y transporte:
  - Temperatura: -40°~70°
  - Humedad: 10%~90%
  - Presión del aire: 500hPa~1060hPa



Incluye:  
Otoscopio  
8 espéculos reusables