

UROFLUJÓMETRO INTELIGENTE COMPACTO.
MEDIDOR DE FLUJO URINARIO.

URF01

Especificaciones generales:

El nuevo URF01 es un uroflujómetro portátil que proporciona una medición no invasiva y precisa de la función de vaciado urinario. El sistema consiste en un uroflujómetro ligero y compacto, equipado con impresora térmica para visualizar los resultados. La grabación se inicia automáticamente cuando el paciente comienza la micción y finaliza automáticamente después de 30 seg. El URF01 proporciona un reporte impreso con una medición práctica, económica y rápida.

Este medidor de flujo de orina inteligente proporciona los siguientes parámetros:

- Curva de flujo de orina de rango completo
- Tiempo de espera para orinar (Tw)
- Tiempo de micción (T100)
- Tiempo de flujo (TQ)
- Tiempo hasta un volumen de orina de hasta 10% (T10)
- Tiempo hasta un volumen de orina de hasta 95% (T95)
- Tiempo máximo de flujo (TQmax)
- Flujo máximo (Qmax)
- Flujo promedio (Qave)
- Flujo de orina de 2 segundos (Q2)
- Volumen vaciado (Vcomp)

Especificaciones técnicas:

Fuente de alimentación: 110V \pm 10%, 60Hz \pm 1Hz

Rango de medición del volumen vaciado: 0 ml ~ 1000ml, error \pm 1%

Rango de medición del tiempo de vaciado: 0s~ 300s, error \pm 1%

Tiempo de espera para anular \leq 300s

Rango de medición del caudal: 0~ 50 ml/s, error \leq 5%



Contenido:

- Sensor ZNC-961A
- Bandeja
- Soporte del sensor
- Copa de orina (1000 ml)
- Cable de energía
- Cable de señal
- Embudo
- 4 Rollos de Papeles de impresión térmica (55 mm)
- 2 Fusibles (T2AL250V)
- Manual de usuario
- Base del Uroflujometro
- Bandeja
- Perilla de bloqueo

Matriz
CDMX.
01(55) 30939090

Sucursal
GDL.
01(33) 3617 0335
01(33) 3617 0465
Fax
01(33) 3618 6165

Sucursal
MTY.
01(81) 1365 2926
01(81) 1365 2927
01(81) 8346 8282
Fax
01(81) 8311 4364

Sucursal
PUE.
01(222) 403 2997
01(222) 211 4462
Fax
01(222) 296 7570

Lada sin costo
y del interior de
la república
01800 087 0890

www.hergom-medical.com

HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE