



DELTRONIX®

ELECTROBISTURI MICROPROCESADO MODELO VET 2 (150 Watts)



Los generadores electro quirúrgicos de la familia VET 2 se destinan al corte y a la coagulación electro quirúrgica de tejidos de animales vivos. Este objetivo es alcanzado por medio de la entrega de energía en alta frecuencia.

- Recomendado para pequeñas cirugías veterinarias.
- Electrobisturí de Alta Frecuencia.
- Recomendado para técnica de volatización celular.
- Uso general en ambulatorios y clínicas.
- Uso simplificado y auto-explicativo.
- Microprocesado en todas las funciones.

Corte

- CORTE / BLEND - mezcla de corte y coagulación variados. Puede seleccionar diferentes niveles de Blend
- Cuatro funciones de corte: PURE, BLEND Min, BLEND Mid y BLEND Max para corte monopolar.
- CORTE PURO - corte suave, liso y preciso, sin dañar los tejidos próximos, permitiendo un análisis histológico seguro.
- Forma de onda adecuada para proporcionar una coagulación eficiente y segura, inclusive en todas las formas de cirugía vascular y microcirugías.
- Facilidad de programación, Almacenando hasta 120 procedimientos quirúrgicos, con los valores de potencia elegidos y recuperación de los ajustes más recientemente utilizados.
- Cada valor de potencia elegido es inmediatamente memorizado, facilitando la patronización de técnicas.



Coagulación

Programación

Potencia



CORTE	PURE	150 W
	BLEND 1	150 W
	BLEND 2	150 W
	BLEND 3	150 W
COAGULACION	DESICCATE	110 W
	SPRAY	110 W

- Feedback Power Adjust (FPA®) Compensación Automática de Potencia, de acuerdo con la variación de la resistencia del tejido.
- Coagulación monopolar: DESICCATE y SPRAY (Fulguración).
- Ajuste del volumen del tono de activación
- Bornes retroiluminados por led
- Accionamiento del CORTE o de la COAGULACIÓN a través del lápiz.
- Panel a prueba de agua para fácil limpieza.

Matriz
México D.F.
01 (55)3093 9090

Sucursales
Guadalajara
01 (33)3617 0335
01 (33)3617 0465
Fax 01 (33)3618 6165

Monterrey
01 (81)1365 2926
01 (81)1365 2927
01 (81)8346 8282
Fax 01 (81)8311 4364

Puebla
01 (222)403 2997
01 (222)211 4462
Fax 01 (222)296 7570

Lada sin costo
y del Interior de la República
01800 087 0890

HERGOM
EQUIPMENT FOR LIFE

f @byhergom