

# XScan-A

## LÁMPARA LOCALIZADORA DE VENAS

### VALIOSA PARA EL ACCESO A VENA

Con la Lámpara Buscadora de Venas XScan, las venas pueden ser mapeadas para evadir válvulas o bifurcaciones y encontrar el mejor lugar para un acceso seguro.

El diseño en forma de C ayuda a asegurar la vena y proporcionar tracción en la piel, facilitando la inserción de la aguja.

### NO MÁS ADIVINAR – NO MÁS EXPLORACIÓN

El diseño único en forma de C y los diodos emisores (LEDs) en dos colores, permiten a las venas superficiales ser vistas y accesibles en cualquier parte del cuerpo.

**MENOS FALLA DE ACCESO IV Y AGUJAS,  
MENOS DOLOR PARA EL PACIENTE,  
MAYOR SATISFACCIÓN  
MENOS SUMINISTROS DESPERDICADOS.**



### ESPECIFICACIONES

- Diseñado para adultos y niños
- 2 colores de LED optimizados para la visualización venas
- 24 luces LED (12 naranjas y 12 rojas)

**LEDS NARANJAS PARA VENAS SUPERFICIALES**

**LEDS ROJOS VENAS PROFUNDAS, PIEL OSCURA**

- Incluye cubiertas plásticas desechables, un adaptador pediátrico y un protector de luz.
- Batería recargable y cargador

