


**SAFENOTOMO / FLEBOEXTRACTOR NABATOFF INTRALUMINAL,  
FLEXIBLE DE ACERO TRENZADO CON MANGO.  
JUEGO DE 4 TAMAÑOS DE OLIVA, H.P.**


**11-1-11**



**INCLUYE ESTUCHE DE ESTERILIZACIÓN.**



**93 CM DE LONGITUD**



**ESPECIALIDADES**

ANGIOLOGÍA, CIRUGÍA  
GENERAL.

**FUNCIONES**

EXTRAER VENAS.