

# NEBULIZADOR COMPRESOR DE AIRE 403B

 **handy**  
by  **HERGOM**  
EQUIPMENT FOR LIFE



## Características generales:

- El nebulizador 403B ha sido desarrollado para uso de los profesionales médicos y uso en el hogar.
- Auxiliar en el tratamiento de las enfermedades de tipo congestivo pulmonar, y algunos casos de alergias.
- Humidifica el ambiente.
- Nebuliza medicamentos al instante, atomizando el medicamento líquido en una diminuta niebla mediante la compresión de aire para el tratamiento por inhalación del medicamento.
- Máxima nebulización de líquidos con ruido menor a 60dBa lo que reduce la contaminación auditiva.
- Bomba libre de Aceites lubricantes que asegura partículas de alta calidad.
- Ligero y pequeño, fácil de guardar y transportar.

## •Incluye set de accesorios y refacciones.



## Especificaciones técnicas:

- Rango máximo de nebulización:  $\leq 0.1$  mL/min
- Nebulizador suministrado MMAD:  $\leq 5$  micrones (Diámetro medio de partícula suministrada)
- Presión máxima del compresor:  $\leq 0.15$  MPa
- Compresor libre de flujo de aire:  $\geq 10$  L/min
- Nivel de sonido:  $\leq 60$  Db
- Suministro eléctrico: AC 110-120V / 60Hz $\pm$ 1Hz
- Peso neto:  $\leq 2.9$  kg
- Medida: 24x18.5x11.5 cm
- Sistema de trabajo: Uso intermitente



Matriz  
CDMX.  
01(55) 30939090

Sucursal  
GDL.  
01(33) 3617 0335  
01(33) 3617 0465  
Fax  
01(33) 3618 6165

Sucursal  
MTY.  
01(81) 1365 2926  
01(81) 1365 2927  
01(81) 8346 8282  
Fax  
01(81) 8311 4364

Sucursal  
PUE.  
01(222) 403 2997  
01(222) 211 4462  
Fax  
01(222) 296 7570

Lada sin costo  
y del interior de  
la república  
01800 087 0890  
[www.hergom-medical.com](http://www.hergom-medical.com)

 **HERGOM**  
EQUIPMENT FOR LIFE