

## SET DE MICRONEBULIZADOR


- Cuenta con mascarilla adulto con forma anatómica y practica una boquilla con conector en T, seguros y convenientes para la ministración de aerosolterapia.
- Micronebulizador con diseño anti-derrame, minimiza pérdidas de medicamento mientras se realiza la nebulización.
- Conector en forma de T con vaso nebulizador, que permite la ministración de líquidos y medicamentos en forma de aerosol directamente en la vía aérea del paciente conectado a ventilación mecánica (VMI).
- Tubo corrugado que funciona como reservorio para aprovechar mayor cantidad de medicamento y evita que el flujo de exhalación llegue a los ojos.
- Manguera de oxígeno con conectores Universal y/o Estándar.

Especificaciones:

- Manguera de oxígeno con conectores Universal y/o Estándar (2m).
- Vaso Micro Nebulizador con capacidad de 6 cc.
- No Estéril.

### 404: Adulto

- Cómoda mascarilla de aerosol **Adulto** de forma anatómica.
- Manguera de oxígeno (2m).
- Micro Nebulizador 6 cc.
- Conector en T.
- Tubo corrugado universal.
- Boquilla



### 405: Pediátrico

- Cómoda mascarilla de aerosol **Pediatrica** de forma anatómica.
- Manguera de oxígeno (2m).
- Micro Nebulizador 6 cc.
- Conector en T.
- Tubo corrugado universal.
- Boquilla

