



NEBULIZADOR DE MALLA

406

El nebulizador de malla es un dispositivo portátil diseñado para convertir medicamentos o soluciones líquidas en una niebla de partículas ultrafinas que facilitan la absorción en los pulmones.

Su tecnología de malla vibratoria proporciona una nebulización eficiente y ultrasilenciosa, ideal para el tratamiento de afecciones respiratorias como asma o alergias en niños y adultos, bajo indicación médica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Ligero y portátil

Con un peso de 100 g (sin pilas) y un tamaño que cabe en la palma de la mano, es ideal para usar en casa, fuera de ella o durante los viajes.

Opciones de alimentación

Puede elegir entre el uso de 2 baterías AA o cable USB-C.

Nota: Este dispositivo no cuenta con batería recargable. Cuando utilice baterías, no conecte el cable USB.

Velocidad de nebulización dual

- **Modo suave:** niebla ultrafina para una sensación de confort, con alta eficiencia en la administración del medicamento.
- **Modo turbo:** nebulización de alta velocidad, con un rendimiento comparable al de los nebulizadores de compresor.

Operación silenciosa

Emite un ruido muy bajo de aproximadamente 45 dB(A), ideal para niños.

Bajo residuo

Su diseño de base con ranuras inclinadas permite más del 98% de aprovechamiento del medicamento o solución.

Modo de lavado

El autolavado del dispositivo elimina el líquido residual de la lámina de pulverización.

Nota: Lease manual anexo para conocer las instrucciones de activación.

Apagado inteligente

El nebulizador se apagará automáticamente cuando se agote el líquido.

Vida útil

5 años (excepto para piezas consumibles).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación	3 V CC (dos pilas alcalinas AA de 1,5 V)
Adaptador de corriente (alternativa para uso de cable USB)	Entrada: CA 100–240 V, 50/60 Hz, 0,3 A; Salida: 5 V CC, 1000 mA
Tasa de atomización	≥0,2 ml/min
Capacidad de recipiente para medicamentos	≤0,5 ml
Tamaño de partículas	MMD aprox. 113 Hz
Ruido	Aprox. 45 dB(A)
Frecuencia de vibración	Aprox. 113 Hz
Peso Neto	Aprox. 100 g (sin pilas)
Tamaño	62 mm (L) × 42 mm (An) × 126 mm (Al)
Nivel de impermeabilidad	IP22
Tasa de salida de aerosol	Aprox. 0,3 ml/min
Salida de aerosol	Aprox. 90%
Tasa máxima de nebulización	Aprox. 0,3 ml/min (por pérdida de peso, sin boquilla)

CONTENIDO



1 Mascarilla infantil



1 Mascarilla para adulto



1 Boquilla



2 Baterías AA



1 Cable de carga



1 Estuche



1 Nebulizador



IMPORTANTE: Lea el manual de usuario antes de utilizar el producto y siga las indicaciones para garantizar su uso y limpieza correctos.

Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A #62
CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1231 3997

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

@byHergom 5624482452