

7A-23B



Aspirador Quirúrgico (20 lts x min)

CARACTERÍSTICAS:

- Encendido automático a través de piso de control silencioso
- Panel de control silencioso.
- Sistema de aspiración continua e intermitente
 - Aspira todo tipo de secreciones
 - Sistema libre de mantenimiento
- Gabinete elaborado de PVC (resistente a oxidaciones)
 - Reloj indicador de potencia
 - Válvula de seguridad (evita derrames de líquidos)
- Control de regulación de aspirado
 - Manguera de silicón
- Cuenta con ruedas para mejor desplazamiento

DATOS TÉCNICOS:

- Unidad de poder: AC110V - 60 Hz
- Rango de aspiración: 0.09 Mpa - 0.02 Mpa
- Capacidad de aspiración: 20 lts x min
- Capacidad del frasco: 2500 mls (2 por unidad)
- Ruido: menor a 60 db(A)

Sucursales

Matriz
México D.F.
01(55)3093 9090

Guadalajara
01(33)3617 0335
01(33)3617 0465
Fax 01(33)3618 6165

Monterrey
01(81)1365 2926
01(81)1365 2927
01(81)8346 8282
Fax 01(81)8311 4364

Puebla
01(222)403 2997
01(222)211 4462
Fax 01(222)296 7570

Lada sin costo
y del interior de la República
01800 087 0890