

Aspirador manual 7B-1



Ligero y compacto.

Práctico y fácil de utilizar.

No necesita corriente eléctrica.

Características:

Vacio máximo ≥ 0.04 MPa
Dimensiones 17x5x18 cm³
Recipiente con capacidad de 200ml
Peso 192g
Incluye set de accesorios

Condiciones de uso:

Temperatura 5°C ~ 40°C
Humedad $\leq 80\%$
Presión atmosférica 0.086MPa ~ 0.106MPa

Set de accesorios:



Tubo de succión



Manguera flexible F8



Manguera flexible F12



Estuche

HERGOM
EQUIPMENT FOR LIFE
www.hergom-medical.com

Matriz
México D.F.
01(55)3093 9090

Sucursales
Guadalajara
01(33)3617 0335
01(33)3617 0465
Fax 01(33)3618 6165

Monterrey
01(81)1365 2926
01(81)1365 2927
01(81)8346 8282
Fax 01(81)8311 4364

Puebla
01(222)403 2997
01(222)211 4462
Fax 01(222)296 7570

Lada sin costo
y del interior de la República
01800 087 0890