

ASPIRADOR PORTÁTIL (18lt X min) 7E-A



“ La unidad portátil succión de flema de última generación, con lubricación libre de aceites, diseño ultra ligero, sistema libre de mantenimiento, silenciosa, gabinete fabricado en PVC (resistente a la oxidación) Favorece el movimiento mucociliar, mejora la entrada y salida de aire y ayuda a evitar las infecciones pulmonares en el paciente. ”



CARACTERÍSTICAS

- Unidad de aspiración portátil.
- Silencioso.
- Ultra ligero.
- Sistema libre de mantenimiento.
- Gabinete elaborado de PVC (resistente a oxidaciones).
- Presión regulable.
- Reloj indicador de potencia.
- Válvula de seguridad (evita derrames de líquidos).
- Control de regulación de aspirador.
- Manguera de silicón de 2 metros.

DATOS TÉCNICOS

- Unidad de poder: AC110V - 60 Hz.
- Rango de aspiración: 0.75 Mpa - 0.02 Mpa.
- Capacidad de aspiración: 18 lts x min.
- Capacidad del frasco: 1000 ml.
- Ruido: menor a 65 db (A).
- Peso Bruto: 10 kg.
- Peso Neto: 7.6 kg.
- Medidas: 54.5 × 37 × 31 cm.

CONTENIDO

1. Tubo de succión 2 m x 1 pza.
2. Catéter de succión x 1 pieza.
4. Tubo fusible x 2 piezas
5. Filtro de aire x 2 pzas.
6. Manual de usuario x 1 pza.