

**SEPARADOR US ARMY, 22 CM DE LONGITUD.  
JUEGO DE DOS. H.P.**

**8-107-8**

**PIEZA 1**  
**LONGITUD 22 CM**  
**VALVA 4.5 X 1.5 CM**  
**VALVA 4 X 1.5 CM**

20.5 cm

22 cm

**PIEZA 2**  
**LONGITUD 20.5 CM**  
**VALVA 4 X 1.5 CM**  
**VALVA 3 X 1.5 CM**

**ESPECIALIDADES**

CIRUGÍA GENERAL.

**FUNCIONES**

SEPARAR EN DIVERSAS MANIOBRAS QUIRÚRGICAS

