

SEPARADOR RICHARDSON-EASTMANN, DE DOBLE EXTREMO, JUEGO DE 2 PZAS. H.P

8-86-8

LONGITUD 25.5 CM
VALVA 2.7 X 4 CM
VALVA 2 X 3.7 CM

25.5 CM

27.5 CM

LONGITUD 27.5 CM
VALVA 4.7 X 7 CM
VALVA 3.8 X 5 CM



ESPECIALIDADES

CIRUGÍA GENERAL.



FUNCIONES

AMPLIAR CAMPO EN CIRUGÍA ABDOMINAL

