



RESUCITADOR ADULTO (AMBU) MOD. AMBUA

El Resucitador Manual de Silicona Oval con mascarilla Adulto es un dispositivo médico especialmente diseñado para la ventilación manual en pacientes adultos.

El AMBUA es un resucitador de PVC, 100% libre de látex; la textura y diseño de la superficie aseguran un agarre cómodo y seguro, permitiendo una ventilación efectiva en periodos largos de tiempo. El resucitador manual está equipado con una válvula limitadora de presión, la cual ha sido incluida en el diseño para garantizar la seguridad del paciente.

Características principales:

- Para pacientes con peso corporal desde 40 Kg.
- Genera un volumen Tidal de 800ml.
- No contiene látex.

Especificaciones Técnicas:

- Volumen del resucitador: 1630 ml.
- Dimensiones (largo x diámetro) 325mm. x 132 mm.
- Peso: 600 g.
- Válvula limitadora de presión: 60 cmH₂O.
- Con válvula PEEP que protege del daño pulmonar y mantiene una presión positiva y un volumen al final de la espiración, con el objetivo de abrir (reclutar) alveolos ó permanecerían cerrados. Desde que se inició su uso, ha aumentado la supervivencia en pacientes con SDRA y EPOC de forma significativa.
- Peso: 600 g.
- Espacio muerto (Válvula del paciente): 7ml.
- Resistencia inspiratoria: < 5 cmH₂O (a 50 L/min)
- Resistencia espiratoria: < 5 cmH₂O (a 50 L/min)
- Volumen del depósito de la bolsa: 2000 ml.
- Conector de paciente: Ø22/15 mm.
- Temperatura de operación: -18°C - 50°C
- Temperatura de almacenamiento: -40°C - 60°C



**CON VÁLVULA
DE PEEP**

*RESUCITADOR DE UN SOLO USO PARA PACIENTE

- ¿Qué incluye?
- PVC Resucitador-Adulto.
 - Tubo de oxígeno.
 - Bolsa de depósito.
 - Mascarilla facial Adulto de PVC 5 #
 - Válvula PEEP.
 - Adaptador.