

# ANDADERA REFORZADA PLEGABLE CON RUEDAS AN05A/AN05G

CLAVE	COLOR
AN05A	AZUL
AN05G	GRIS



Mecanismo de plegado  
con botón al centro



## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:



Estructura de bastidor ligera,  
marco con diseño curvo, hecha  
de tubo de aluminio.



Superficie de acero inoxidable.



Altura regulable.



Capacidad de carga 133 kg máx.



Marco con diseño curvo



2 Patas delanteras  
con ruedas de 5" de PVC



**PARA ALMACENAR**  
Deberá presionar el seguro del centro, después doblar hacia adentro cada uno de los laterales



78-93 cm



52cm



1. Mecanismo de plegado con botón al centro
2. Empuñaduras texturizadas
3. Refuerzos laterales
4. Llantas delanteras 5" de PVC
5. Estructura de aluminio
6. 5 Niveles para ajustar la altura en 2 patas traseras
7. Topes plásticos
1. Gomas antiderrapantes en patas traseras
2. Marco con diseño curvo

## USO DEL PRODUCTO

El usuario debe ajustar las cuatro patas de la andadera según altura y peso.

La altura de la andadera es adecuada si el codo se endereza cuando se carga durante el uso, mientras está en la andadera se dobla ligeramente cuando se está de pie.

## LIMPIEZA

1. Se puede limpiar con un líquido doméstico antiséptico.
2. Se puede limpiar con productos de limpieza neutros, desinfectantes y no agresivos de uso doméstico.
3. Después del lavado, enjuague con agua limpia y limpie con un paño seco.



**Corporativo y Casa Matriz.**

Poniente 126-A  
#62 CDMX  
55 3093 9090

**Sucursal Guadalajara, Jal.**

33 3617 0335  
33 3617 0465  
Fax. 33 3616 6165

**Sucursal Monterrey, N.L.**

81 1365 2926  
81 1365 2927  
81 8346 8282  
Fax. 81 8311 4364

**Sucursal Puebla, Pue.**

222 403 2997  
222 211 4462  
Fax. 222 296 7570

**Lada sin Costo para el Interior de la República.**

800 067 0690  
[www.hergom-medical.com](http://www.hergom-medical.com)

