



by **HERGOM**
EQUIPMENT FOR LIFE



Andador con Ruedas AN06



CARACTERÍSTICAS

- Material de aluminio con acabados en aerosol líquido con un grosor de tubo de 1.5 mm
- Las cuatro patas son desmontables
- Equipado con una bolsa de compras
- Adaptado con sistema de frenos de bloqueo automático
- Equipado con 4 ruedas de 6 pulgadas PVC
- Dimensiones del empaque (largo x ancho x alto) 55x20x52 cm
- Peso del producto 6.5 kg
- Medidas del asiento 54.5 cm
- Dimensiones plegada 14.5 cm
- Regulable 6 posiciones
- Peso máximo soportado 100 kg

Largo total (mm)	Ancho total (mm)	Altura total (mm)	Ancho del asiento (mm)	Altura del asiento (mm)
665	605	820 - 920	430	545
Profundidad del asiento (mm)	Llanta frontal (inch)	Llanta frontal (inch)	Llanta trasera (inch)	Capacidad (kg)
430	220	6	6	100



COMPONENTES DEL PRODUCTO

El producto se compone de un mango de empuje, gracias a sus 4 ruedas y su estructura ligera de aluminio permite realizar desplazamientos más largos, respaldo acolchado, asiento acolchado, equipado con una bolsa de compras portaobjetos con posibilidad de colocarla en dos posiciones, puños ergonómicos y altura regulable 6 posiciones.

El equipo se puede plegar para su almacenamiento.



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A
#62 CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

