

ANDADERA PLEGABLE HÍBRIDA. AN08

handy
by **HERGOM**



Porta Bastón



Reflejantes



Plegable



Bolsa



Ajuste de altura



Freno de bucle



Respaldo

CARACTERÍSTICAS

- Marco flexible para ahorrar espacio y fácil almacenamiento.
- Asas regulables en altura.
- Sistema de freno de bucle sensible para andar y estacionar.
- Bolsa de compras, porta bastón adjunto.
- Reposabrazos reversible y reposapiés plegable, para transformar la andadera en silla de transporte.
- Ruedas delanteras y ruedas traseras desmontables, rueda delantera con función giratoria.
- Rueda: 8 pulgadas (PVC)

Colores disponibles:



Largo: 980 mm
Ancho: 620 mm
Alto: 970 mm
Altura ajustable del
bolso de compras: 480-970 mm
Capacidad de carga \leq 120 kg
Peso total: 9.4
Material: Aluminio

HERGOM
EQUIPMENT FOR LIFE

Matriz
Poniente 126-A
#62 CDMX.
(55) 30939090

Sucursal
GDL.
(33) 3617 0335
(33) 3617 0465
Fax (33) 3618 6165

Sucursal
MTY.
(81) 1365 2926
(81) 1365 2927
(81) 8346 8282
Fax (81) 8311 4364

Sucursal
PUE.
(222) 403 2997
(222) 211 4462
Fax (222) 296 7570

Lada sin costo
y del interior de
la república
800 087 0890
www.hergom-medical.com

 @BYHERGOM