

ANDADERA DE ACERO Y ESTRUCTURA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO EN POLVO **ANT1A/ANT1G**





CLAVE	COLOR
ANT1A	AZUL
ANT1G	GRIS



Agarraderas con sistema de frenos de bloqueo automático



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

-  Estructura ligera, plegable, fabricado de aluminio.
-  Superficie de acero inoxidable.
-  Altura regulable
-  Capacidad de carga 120 kg máx.



4 Llantas de PVC



Asiento acojinado y canasta de compras



1. Agarraderas con sistema de frenos de bloqueo automático
2. Charola/ bandeja de plástico
3. Asiento acolchonado
4. Ajuste de altura
5. Canasta de compras
6. Marco de aluminio
7. Red o malla
8. 4 Llantas de PVC

PARA ALMACENAR

levantar el cojín de asiento, y la canasta de compra vacía y empujar hacia adentro.



USO DEL PRODUCTO

El usuario debe ajustar las ruedas y manubrio a su altura, a través de los pines de bloqueo y los tornillos de ajuste.

LIMPIEZA

1. Se puede limpiar con un líquido doméstico antiséptico.
2. Se puede limpiar con productos de limpieza neutros, desinfectantes y no agresivos de uso doméstico.
3. Después del lavado, enjuague con agua limpia y limpie con un paño seco.



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A
#62 CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

