

ANDADERA DESMONTABLE Y PLEGABLE DE ALUMINIO COLOR GRIS **AN13GDP**

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:



Estructura metálica de aleación de aluminio



Altura regulable.



Capacidad de carga 100 kg máx.



Plegado con un solo botón



2 Patas delanteras con ruedas de 5" de PVC



2 Patas con 8 niveles para ajustar la altura




1. Mecanismo de plegado con botón central
2. 8 Niveles para ajustar la altura en 2 patas traseras
3. Estructura de aluminio, ligera y resistente a corrosión
4. Empuñaduras texturizadas para un mejor agarre
5. Refuerzos laterales
6. Regatones o gomas antiderrapantes
7. Llantas delanteras 5" de PVC
8. Topes plásticos




ALMACENAJE Y TRASLADO MAS SENCILLO.

Para plegar la andadera basta con presionar el botón del centro y después doblar los laterales hacia el centro.

78 cm



51 cm



Corporativo y Casa Matriz.

Poniente 126-A
#62 CDMX
55 3093 9090

Sucursal Guadalajara, Jal.

33 3617 0335
33 3617 0465
Fax. 33 3616 6165

Sucursal Monterrey, N.L.

81 1365 2926
81 1365 2927
81 8346 8282
Fax. 81 8311 4364

Sucursal Puebla, Pue.

222 403 2997
222 211 4462
Fax. 222 296 7570

Lada sin Costo para el Interior de la República.

800 067 0690
www.hergom-medical.com

