

# APARATO PARA REHABILITACIÓN DE RODILLA

## Mod. AR1



Nuestro nuevo equipo de Rehabilitación para Rodilla es un dispositivo de movimiento pasivo continuo (CPM) recomendado para la primera fase de rehabilitación después de cirugías o traumas de las extremidades inferiores.

Durante su uso el nuevo RROD mueve continuamente y repetidamente la articulación de la rodilla a través de un rango de movimiento controlado. El tratamiento diario aumenta el movimiento inicialmente limitado de la articulación.

Las principales características técnicas del producto son las siguientes:

1. Motor diseñado especialmente para un funcionamiento constante, con bajo nivel de ruido y larga vida útil.
2. Diseño de control digital con programación inteligente. Cuenta además con una función de protección contra sobrecarga.
3. Pantalla líquida de gran tamaño, lo que permite leer con claridad todos los parámetros.
4. Diseñado para cubrir la necesidad de rehabilitación, ofreciendo un amplio rango de movimiento.
5. Diseño de estructura optimizada.

Parámetros Principales:

Fuente de alimentación: 110 / 220Vac, 60HZ

Potencia:  $\leq 70VA$

Rango de movimiento del ángulo de la articulación de la rodilla:  $-5^{\circ} - 120^{\circ}$  (error  $\pm 5^{\circ}$ )

Rango de velocidad de movimiento angular:  $1^{\circ} - 3.5^{\circ} / s$

Fusible estándar: 2xT1AL 250V



Matriz  
CDMX,  
(55) 30939090

Sucursal  
GDL,  
(33) 3617 0335  
(33) 3617 0465  
Fax  
(33) 3618 6165

Sucursal  
MTY,  
(81) 1365 2926  
(81) 1365 2927  
(81) 8346 8282  
Fax  
(81) 8311 4364

Sucursal  
PUE,  
(222) 403 2997  
(222) 211 4462  
Fax  
(222) 296 7570

Lada sin costo  
y del interior de  
la república  
800 087 0890

[www.hergom-medical.com](http://www.hergom-medical.com)

