

APARATO PARA REHABILITACIÓN PARA RODILLA Y TOBILLO

Mod. AR2



Nuestro nuevo equipo de Rehabilitación para Rodilla y Tobillo es un dispositivo de movimiento pasivo continuo (CPM) recomendado para la primera fase de rehabilitación después de cirugías o traumas de las extremidades inferiores.



Durante su uso el nuevo RROT2 mueve continuamente y repetidamente las articulaciones de las extremidades inferiores a través de un rango de movimiento controlado. El tratamiento diario ayuda a aumentar el movimiento inicialmente limitado de la articulación.

Característica técnica del producto:

1. Motor diseñado especialmente para un funcionamiento constante, con bajo nivel de ruido y larga vida útil.
2. Diseño de control digital con programación inteligente. Cuenta además con una función de protección contra sobrecarga.
3. Pantalla líquida de gran tamaño, lo que permite leer con claridad todos los parámetros.
4. Diseñado para cubrir la necesidad de rehabilitación, ofreciendo un amplio rango de movimiento.
5. Diseño de estructura optimizada..

Parámetros Principales:

Rango de movimiento del ángulo de la articulación de la rodilla: $0^{\circ} - 125^{\circ}$;

Rango de velocidad de movimiento angular de la articulación de la cadera: $25^{\circ} - 100^{\circ}$

Rango de velocidad de movimiento angular de la articulación del tobillo: $0^{\circ} - 40^{\circ}$

Rango de velocidad de movimiento angular: $0.5^{\circ} - 3.5^{\circ} / s$;

Rango de movimiento del ángulo del reposapiés: $\leq 40^{\circ}$

Fuente de alimentación: 220Vac, 50Hz

Potencia: $\leq 70W$



Matriz
CDMX,
(55) 30939090

Sucursal
GDL,
(33) 3617 0335
(33) 3617 0465
Fax
(33) 3618 6165

Sucursal
MTY,
(81) 1365 2926
(81) 1365 2927
(81) 8346 8282
Fax
(81) 8311 4364

Sucursal
PUE,
(222) 403 2997
(222) 211 4462
Fax
(222) 296 7570

Lada sin costo
y del interior de
la república
800 087 0890

www.hergom-medical.com

HERGOM[®]
EQUIPMENT FOR LIFE